



「福祉用具の消毒工程管理認定制度」は どうして創設されたの？

介護保険制度における福祉用具の利用は、貸与（レンタル）という形態がとられています。福祉用具は基本的に再利用されるので、使用後に回収され、下記のような流れを経て、再び新しい利用者の元へ届けられます。

利用者



回収

洗浄

消毒

梱包

保管

納品

保守・点検

そこで「福祉用具の消毒工程管理認定制度」

が創設されました。



福祉用具の消毒工程管理認定制度ってなに？

福祉用具の安全性管理が適切に行われていることを第三者が確認し、その結果を利用者に表示する仕組みです。

福祉用具の消毒工程管理認定制度の概要

- ①実施主体 社団法人 シルバーサービス振興会
- ②認定単位 福祉用具の消毒を行っている事業所
- ③認定の対象 福祉用具の消毒工程の管理体制について、一定の基準への適合状況を認定します
- ④認定 専門家からなる認定委員会で認定の可否を審査し、認定します（認定は6月・10月・2月の年3回）
- ⑤有効期間 2年間

しかし、介護保険制度には消毒に関する具体的な基準がありません。

※商品搬入出について、ご希望日時があればご相談ください。



安心な福祉用具レンタルの目印は？

消毒工程が基準に適合していると認定されると、安心の目印として「消毒工程管理認定シール」が福祉用具に貼付されます。今までは確認しづらかった消毒の効果や衛生管理への取り組みが、このシールによって簡単に確認できます。

このシールが
安心の目印です。



この福祉用具は「福祉用具の消毒工程管理認定基準」に適合した消毒工程を経たものです。

社団法人シルバーサービス振興会
No.A-00000000

認定シールが
貼ってあれば
安心なのね！



認定事業所は、原則として対象となる福祉用具の梱包資材に認定シールを貼付します。

そのため、福祉用具の利用者は、納品時に安全で衛生的な福祉用具であることが確認できます。

介護保険の利用について

介護保険の被保険者は、65歳以上の方（第1号被保険者）と、40歳から64歳までの医療保険加入者（第2号被保険者）に分けられます。第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。また、第2号被保険者は、加齢に伴う疾病（特定疾病※）が原因で要介護（要支援）認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

	加入する方	介護サービスを利用できる方
第1号被保険者	65歳以上の方	（要介護状態） 常に介護を必要とする状態の方 （要支援状態） 日常生活に支援が必要とする状態の方
第2号被保険者	40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方	初老期の認知症、がん末期、脳血管疾患などの老化が原因とされる16種類の病気により要介護状態や要支援状態となった方

※特定疾病とは

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 がん【末期】 | 9 脊柱管狭窄症 |
| 2 関節リウマチ | 10 早老症 |
| 3 筋萎縮性側索硬化症 | 11 多系統萎縮症 |
| 4 後縦靱帯骨化症 | 12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 |
| 5 骨折を伴う骨粗鬆症 | 13 脳血管疾患 |
| 6 初老期における認知症 | 14 閉塞性動脈硬化症 |
| 7 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 | 15 慢性閉塞性肺疾患 |
| 8 脊髄小脳変性症 | 16 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |

サービス利用額の上限

区分	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5
支給限度額	50,030円	104,730円	166,920円	196,160円	269,310円	308,060円	360,650円
ご負担額が1割の場合	5,003円	10,473円	16,692円	19,616円	26,931円	30,806円	36,065円
ご負担額が2割の場合	10,006円	20,946円	33,384円	39,232円	53,862円	61,612円	72,130円
ご負担額が3割の場合	15,009円	31,419円	50,076円	58,848円	80,793円	92,418円	108,195円

※実際の支給限度額は単位で決められています。サービス事業所の所在地やサービスの種類によって単位あたりの単価が異なります。

※目安として1単位＝10円で算出しています。


※限度額の範囲内でサービスを利用する場合、費用の1割（平成27年8月から一定以上の所得のある方は2割、平成30年8月から現役並みの所得のある方は3割）のご負担が必要です。詳しくは市区町村にご確認ください。

特定福祉用具（福祉用具購入費100,000円/年間）

- | | |
|----------------|---|
| ①腰掛け便座 | ◆和式便器の上に置いて腰掛け式に変換するもの ◆洋式便器の上に置いて便座の高さを補うもの
◆電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
◆便座、バケツ等からなり、移動可能である便座（居室において利用可能であるものに限る） |
| ②自動排泄処理装置の交換部品 | ◆レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるもので、要介護者又はその介護を行う者が容易に変換できるもの |
| ③入浴補助用具 | ◆座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であること
●バスマット ●シャワーキャリー ●浴槽手すり ●浴槽内いす ●入浴台 ●浴槽内スリッパ ●入浴用介助ベルト |
| ④簡易浴槽 | ◆空気又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの |
| ⑤移動用リフトの吊り具の部分 | ◆身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること |

※平成27年3月現在

介護サービスの利用手続きとサービス内容



Platz
フラット

株式会社プラッツ

YOCARO NEW

「ヨカロ」

「誤嚥リスクの低減」「ズレカの軽減」を実現。
進化した背上げと業界最高クラスの床面高さで
介護につながる皆さまに「ちょうどいい」。



3 モーター ポジショニングベッド

樹脂製横付きボード(無地)
P116-71AD(90幅レギュラー)



木製フラットボード
P116-71BA(90幅レギュラー)



2 モーター ポジショニングベッド

樹脂製横付きボード(無地)
P116-61AD(90幅レギュラー)



木製フラットボード
P116-61BA(90幅レギュラー)




ヨカロ/ミオレットⅢ オプション




ハンドグリップ
PG04-75

00631-000545





ロングサイドレール
PA505-96

00631-000232




レギュラーサイドレール
PA505-75

00631-000230





ショートサイドレール
PA505-44 ※注力口は違合外

00631-000228




ロングタイプ対応スペーサー付
ハンドグリップ
PG04-75L

00631-000547





ロングタイプ対応スペーサー付
ロングサイドレール
PA505-96L

00631-000444




ロングタイプ対応スペーサー付
レギュラーサイドレール
PA505-75L

00631-000445



ロングタイプ対応スペーサー付
ショートサイドレール
PA505-44L ※注力口は違合外

00631-000446





株式会社プラッツ

Miolett III

ロングからショートまで、ベッドの長さを調整可能。
省スペースにも対応できる垂直昇降ベッド。



3モーター

樹脂ボード

P113-31AC(90幅レギュラー)

00631-000557 非課税

910

約86.5kg

(フットライト付き)

P113-31AC-FL(90幅レギュラー)

00631-000582 非課税

980

約87.0kg

木製フラットボード

P113-31BA(90幅レギュラー)

00631-000558 非課税

920

約88.5kg

(フットライト付き)

P113-31BA-FL(90幅レギュラー)

00631-000583 非課税

1050

約89.0kg

2モーター

樹脂ボード

P113-21AC(90幅レギュラー)

00631-000553 非課税

710

約85.5kg

(フットライト付き)

P113-21AC-FL(90幅レギュラー)

00631-000579 非課税

800

約86.0kg

木製フラットボード

P113-21BA(90幅レギュラー)

00631-000554 非課税

750

約87.5kg


(フットライト付き)

P113-21BA-FL(90幅レギュラー)

00631-000580 非課税

880

約88.0kg



介助バー ニーバロ
PG03-116MP

00631-000536

218

ヨカロ・ミオレットIII専用キャスター
PC03-8CK

※設置時の床面高
・ミオレットIII +1.5cm
・ヨカロ +3.0cm

※キャスターを取り付けた場合、
ベッド本体も課税になります。



110

ミオレットIII専用 ハイトスペーサー
PH05-45

装着後の床面高は+4.5cm
(最低床面高29.5cm)。
床とベースフレームの間は
12cmになり、ほとんどの床
金行リフトやテーブルの利用
が可能。



120



ロングタイプ対応スペーサー付
介助バー ニーバロ
PG03-116MPL

00631-000534

220

ベッドサイドテーブル
PT03-840 MB



質量14.4kg

00631-000618

284

ベッドサイドテーブル
PT03-840 WH



質量14.4kg

00631-000620

280



PARAMOUNT BED

パラマウントベッド株式会社

介護用ベッド 楽匠プラスシリーズ

楽匠⁺プラス

身体の動きに合った起き上がり動作で、骨盤の立った動きやすい起き上がり姿勢を実現しています。ラクリアモーションだけでなく、すべての背あげ機構で効果を発揮します。



3モーション

Hタイプ(キャメル多機能ボード)
KQ-A6322(91幅レギュラー)

00170-001328 非課税

1220

86.5kg

Hタイプ(キャメルスリムボード)
KQ-A6325(91幅レギュラー)

00170-001450 非課税

1170

84.9kg

3モーター

Xタイプ(キャメル多機能ボード)
KQ-A3322(91幅レギュラー)

00170-001265 非課税

1130

81kg

Xタイプ(キャメルスリムボード)
KQ-A3325(91幅レギュラー)

00170-001410 非課税

1110

79.4kg

2モーション

Hタイプ(キャメル多機能ボード)
KQ-A5322(91幅レギュラー)

00170-001300 非課税

960

86.5kg

Hタイプ(キャメルスリムボード)
KQ-A5325(91幅レギュラー)

00170-001432 非課税

930

84.9kg

Xタイプ(キャメル多機能ボード)
KQ-A4322(91幅レギュラー)

00170-001279 非課税

970

81kg

Xタイプ(キャメルスリムボード)
KQ-A4325(91幅レギュラー)

00170-001419 非課税

940

79.4kg

楽匠プラス/クオラONE/楽匠S オプション

50.3(ホトム面からの高さ37.5)



96.4 (単位:cm)
ベッドサイドレール
KS-161Q

00170-000527

00170-Z00019

54(2本1組)
34(1本)

56.3(ホトム面からの高さ43.5)



96.4 (単位:cm)
ベッドサイドレール
KS-171Q

00170-000529

00170-Z00197

58(2本1組)
34(1本)

50.3(ホトム面からの高さ37.5)



59 (単位:cm)
ベッドサイドレール
KS-151Q

00170-000537

48

50.3(ホトム面からの高さ37.5)



82.7 (単位:cm)
ベッドサイドレール
KS-191Q

00170-000752

44



52.1
112.0 (単位:cm)
スイングアーム介助バー
KS-099A 8.3kg

00170-001205

214



52.3
82.2 (単位:cm)
サイドグリップ
KS-030A 6.8kg

00170-000897

112



楽匠プラス専用
延長フレーム
KQ-PA2L

00170-001345

170



アジャストテーブル
KQ-090

楽匠S、ラクリアモーション使用時には
使用できません。
100cm幅ワイドタイプには使用できません。

00170-000188

60

as human, for human
PARAMOUNT BED クオラ ONE
パラマウントベッド株式会社



as human, for human
PARAMOUNT BED
パラマウントベッド株式会社



3モーター

木製ボード[グリッパ]
KQ-B6326(91幅レギュラー)

00170-001522 非課税
880
88.5kg

2モーター

木製ボード[グリッパ]
KQ-B6226(91幅レギュラー)

00170-001525 非課税
750
87.5kg

5くらくくモーション

100巾
KQ-9652(100幅レギュラー)

00170-000679
1440
約99kg

2モーター

100巾
KQ-9252(100幅レギュラー)

00170-000678
1220
約97.5kg



Xタイプ
Sシリーズ用
キャスター
KQ-P90C ※1※2

00170-000560
104



Xタイプ
Sシリーズ用
キャスター付
ハイトスペーサー
KQ-P90CH ※2
※1 Sシリーズでは、ベッドの高さが
6.5cm高くなります。レギュラーシリーズでは、
ベッドの高さは変わりません。

00170-000608
106



Hタイプ用
キャスター
KQ-P70C ※2

00170-000794
100



Sシリーズ用
ハイトスペーサー
KQ-P90H

ベッドの高さを約6.5cmあげて、ベッドの
下のスペースを使う周辺機器を利用でき
ます。ベッドサイドテーブル・ソファなどを
使用する際に、ベッドの下にスペースを
つくる製品です。

00170-000561
79



クオラONE用
キャスター
KQ-PB3C ※2 NEW

00170-001516
110




リハビリテーブル
KF-840 13.0kg

00170-000489
370



アイボリー
ベッドサイドテーブル
KF-1920

00170-000716
320



ミディアム
ベッドサイドテーブル
KF-1930

00170-000751
310

※1 キャスターとサイドテーブルの併用はできません。
※2 キャスターを取り付けた場合、ベッド本体も課税になります。

シーホネス株式会社



介護を取り巻く環境にもっと笑顔を

Emi 笑

“業界初の機能多数・快適な座位を徹底追求”
ADL改善・QOL向上に寄与!



※オプション・工具不要で、低床/超低床及びベッド長さを調整可能。
※ロングサイズは専用マットレスが必要です。
※高さは超低床タイプの場合5cmマイナスです。

Emiバッテリー

停電時でもベッド操作が可能です。
もしもの時にも安心です。



電動ヘッドレスト機能

QOL ポジション | 安楽姿勢に

- 「頸部前屈位」を誰でも簡単に再現! 誤嚥リスクを低減しつつ、呼吸が楽になりコミュニケーション活性に寄与!

0~50°



前向き目線で、気持ちも前向きに!

業界最高*の脚上げ

- むくみ対策に最適!
- 床ずれリスク軽減に

2モーター+電動ヘッドレスト
脚上げ 30°

3モーター+電動ヘッドレスト
脚上げ 45°

業界初!
ここまで
上げるのは
Emi だけ




音声機能付き液晶手元スイッチ

- 全ての数値が一目でわかる
- 電動ベッド初めての方でも安心!
音声ガイダンス機能搭載!

液晶表示

操作時の音声案内



誤操作防止ロック機能



3モーター

3モーター + 電動ヘッドレスト
Emi スタンダード木製ボード(ダーク)

品番	ベッド幅
WR3-90H22	90cmレギュラー-ショート-ロング
00167-000317	

WR3-90H22: 約94.3kg

1150

3モーター + 電動ヘッドレスト+バッテリー
Emi スタンダード木製ボード(ダーク)

品番	ベッド幅
WR3-90H22BT	90cmレギュラー-ショート-ロング
00167-000359	

WR3-90H22BT: 約96.8kg

1280

2モーター

2モーター + 電動ヘッドレスト
Emi スタンダード木製ボード(ダーク)

品番	ベッド幅
WR2-90H22	90cmレギュラー-ショート-ロング
00167-000333	

WR2-90H22: 約93.6kg

944

2モーター + 電動ヘッドレスト+バッテリー
Emi スタンダード木製ボード(ダーク)

品番	ベッド幅
WR2-90H22BT	90cmレギュラー-ショート-ロング
00167-000375	

WR2-90H22BT: 約96.1kg

1080

ベッドサイドテーブル PT-7000F [D]



- 天板抗菌仕様
- セーフティスライダー機構
- 上昇ロック機能
- ◆キャスター4輪ロック付
- ◆天板ソフトエッジ仕様



00167-000351

300

キャスター K-129WR

ベッドの高さが3cm
高くなります。

対角ロック

00167-000209

※キャスターを取り付けた場合、
ベッド本体も課税になります。



110

シーホネス株式会社



CORE Neo

コア・ネオ

使いやすさと快適さをさらに身近にする
スタンダードベッド。



※ロングサイズは、オプションのボトムユニットが必要です。
※全長は木製ボードの場合1cmプラスです。



ロングボトムユニット(90cm幅)
身長(175cm以上)の方向けのベッド延長用具

品 番	TAISコード
NS-LB90	00167-000267

200

3モーター

CORE Neo EX (スタンダード木製ボード)

品 番	ベッド幅
NS-831	90cm幅 レギュラー-ショート
00167-000266	

NS-831 : 約74kg

920

2モーター


CORE Neo EX (スタンダード木製ボード)

品 番	ベッド幅
NS-821	90cm幅 レギュラー-ショート
00167-000265	

NS-821 : 約73kg

690


ベッドサイドレール K-170R



00167-000111

54
(2本1組)

ベッドサイドレール K-173




00167-000183

54
(2本1組)

ベッドサイドレール K-195RX


回転式アーム介助バー専用



00167-000233
出荷単位1本

46


回転式アーム介助バー K-55R



00167-000345

216


回転式アーム介助バー K-47R



00167-000226

216

サポートグリップ K-95



00167-000281

106

硬め

シーホネス株式会社



ダブルウェーブマットレス



特長

ダブルウェーブ構造により、あらゆる加重に柔軟に対応。通気性・通水性にも優れます。

品番(TAISコード)

MB-2500L レギュラー
(00167-000184)

MB-2500L ショート
(00167-000184)


228

228



as human, for human
PARAMOUNT BED
パラマウントベッド株式会社

プレグラーマットレス



特長

屈曲性に優れたソフトで程よいクッション性。

品番(TAISコード)

KE-551Q レギュラー
(00170-000159)

KE-5511Q ミニ
(00170-000286)

KE-557Q レギュラー100巾
(00170-000444)

222

224


242

かたさ



株式会社ヨコム

フィジカルウェーブ



特長

フィジカルウェーブのクッション材は特殊な撚縮構造を有するポリエステル固綿であるため、使用経時によるクッション性の変化が少なく耐久性に優れています。

※ロングベッド用延長マットレス
(14×91×8cm)をご用意できます。

品番(TAISコード)

YPW-9108 レギュラー
(01248-000002)

YPW-9108S ショート
(01248-000006)


212

216



as human, for human
PARAMOUNT BED
パラマウントベッド株式会社

エバーリーフ7 マットレス



特長

クッション性が高いソフト面と反発性が高いハード面で寝心地が選べる薄型リバーシブルマットレス。

品番(TAISコード)

KE-541T レギュラー
(00170-000878)


212

ふしつ



as human, for human
PARAMOUNT BED
パラマウントベッド株式会社

ストレッチスリム マットレス



特長

マットレスが伸びる独自のストレッチシステム採用。動きやすさと快適なクッション性を両立する、厚さ7cmの薄型マットレス。

品番(TAISコード)

KE-771TQ レギュラー
(00170-000745)


KE-772TQ ミニ
(00170-000746)

214

212

INOAC オスロ マットレス **NEW**

株式会社イノアックリビング



特長

ソフト面もハード面のリバーシブル仕様で耐久性にも優れた洗浄乾燥対応マットレス。ソフト面(グレー3cm)は身体をやさしく支え、ハード面(ホワイト6cm)は身体をしっかり支え、幅方向へ切込みを付けることで、ギャングアップ時の追従性と通気性を促します。



中材(ハード面/ソフト面)

品番(TAISコード)


KG1486 レギュラー
(00357-000128)

220



BS ベイシス サポート
Basis Support

1枚でレギュラー・ショート・ロングの長さに対応



特長

ウレタンのやわらかさによる体圧分散性の良さと、沈み込みを防ぎ寝返りしやすい適度な硬さを両立しました。



ロング用マット


品番(TAISコード)

PM14-A9008L
(00631-000596)

220

as human, for human
PARAMOUNT BED
パラマウントベッド株式会社

エバーフィットC3 マットレス



※赤字はミニ
※青字は100巾

特長

厚さわずか10cmで、体圧分散性と動きやすさの使い分けが可能なリバーシブルマットレス。裏返すだけで、体圧分散性に優れたソフトフィット面と身体の動かしやすいハードフィット面を使い分けできます。

91巾

314

314

100巾

402

as human, for human
PARAMOUNT BED
パラマウントベッド株式会社

ストレッチフィット マットレス



※赤字はミニ

特長

マットレスが伸びる独自のストレッチシステム採用。ウレタンフォーム層を加え優れた体圧分散性を発揮します。

品番(TAISコード)

KE-781TQ レギュラー
(00170-000735)

KE-782TQ ミニ
(00170-000736)

312


314

LOWING CARE
CAPE

株式会社 ケープ

Mery & Hary

メリー ハリー



特長

柔らかめサイドと硬めサイド、両面使えるマットレス。メリー面は自然でやさしいフィット感のある寝心地、ハリー面は使い慣れたお布団のような寝心地。寝心地がよいと感じるマットレスの硬さを、利用者様や状況に合わせて選べます。

品番(TAISコード)


CR-681 90巾 レギュラー
(00206-000079)

CR-682 90巾 ショート
(00206-000079)

276

Taica αPLA ずっとRe

株式会社タイカ



品番 (TAISコード)

TS-SKT-ReA1R 91巾 レギュラー
(00563-000108)

TS-SKT-ReA1S 91巾 ショート
(00563-000109)

特長

上層と中層に使用した柔らかめの高弾性無膜ウレタンフォームによって優れた体圧分散性能を発揮。
三層が適度な弾力で身体を押し上げるため、寝返り、起き上がり、ベッドから立ち上がるといった一連の動作をサポートします。

316

318

床ずれ防止



品番 (TAISコード)

PM19-A9012 91巾 レギュラー
(00631-000643)



清拭タイプ

特長


優れた体圧分散性をもったマットレス。身体部位に合わせて施したプロファイル加工の上に薄い層を重ね、ゆるやかに体圧が分散されることにより、優れた体圧分散効果を発揮します。
ブルーの高弾性ウレタンが寝返りをサポート。高い伸縮性で、ベッドの機能も活かします。

420

Taica αPLA L

株式会社タイカ

アルファラ



特長

床ずれが心配になり始めた方に適した体圧分散を行います。三層が適度な弾力で身体を押し上げるため、寝返り、起き上がり、ベッドから立ち上がるといった一連の動作をサポートします。

紹介動画



91巾

544

552

100巾

636

品番 (TAISコード)

MB-LA1R 91巾 レギュラー
(00563-000093)


MB-LA1S 91巾 ショート
(00563-000094)

MB-LA0R 100巾 レギュラー
(00563-000095)

Taica αPLA FII

株式会社タイカ

アルファII



特長

床ずれ防止と快適な睡眠。そして、できる限り自分の力でがんばりたい「寝返りサポートマットレス」。硬さや弾力の異なる素材を組み合わせた特殊構造により、寝返り時に必要な下肢の回転が従来品よりしやすくなっています。

紹介動画



91巾

662

672

100巾

740

品番 (TAISコード)


MB-FIIW1R レギュラー
(00563-000129)

MB-FIIW1S ショート
(00563-000130)

MB-FIIW0R 100巾レギュラー
(00563-000132)



ストレッチグライド マットレス



特長

マットレスが伸びる独自のストレッチシステム採用。性質の異なるウレタンフォームを2層追加して、さらに優れた体圧分散性を発揮します。

550

560

品番 (TAISコード)

KE-791TQ レギュラー
(00170-000725)

KE-792TQ ミニ
(00170-000726)



フレックスボード

ラップヘルスケア株式会社



付属カバー(スライディングシート)を付けた状態



寝た状態のまま、ベッドからストレッチャー、ベッドのリクライニング・チルト車いすへの移乗ができます。



サイズ
110×50cm



折りたたみ時

39580-030
00245-000151

360



マスターグライド M

ラップヘルスケア株式会社



ベッドと車いす間に橋渡しをし、座ったままの姿勢で移乗が行えます。表面は滑らかで、裏面には2本の滑り止めテープが付いているので安全です。

サイズ
60×35cm



39580-001
00245-000145

142



as human, for human
PARAMOUNT BED
パラマウントベッド株式会社

イージーグライド M



サイズ
60×33cm

安全・快適に移乗できる
トランスファーボードです。



KZ-A29036
00170-000570

144

Taica スマイルシート M

株式会社タイカ



サイズ
145×100cm

パラシュート用の生地を使用しているため、滑りが良く丈夫です。



CS-SM-M
00563-000051

114



マスターベルト

ラップヘルスケア株式会社



サイズ
S 62～100cm
M 72～120cm
(ウエストサイズ目安)

S:39580-010
M:39580-011
00245-000144


移動時のサポートとして安全に
介助を行います。ベルトは幅広
で、やわらかく腰部にフィットする
形状。



168

Taica αPLA ずっとRe

株式会社タイカ



品番 (TAISコード)
TS-SKT-ReA1R 91巾 レギュラー (00563-000108)
TS-SKT-ReA1S 91巾 ショート (00563-000109)

特長
上層と中層に使用した柔らかめの高弾性無膜ウレタンフォームによって優れた体圧分散性能を発揮。
三層が適度な弾力で身体を押し上げるため、寝返り、起き上がり、ベッドから立ち上がるといった一連の動作をサポートします。

314

316

床ずれ防止

Platz ZERO SORE NEW

株式会社プラッツ




品番 (TAISコード)
PM19-A9012 91巾 レギュラー (00631-000643)

特長
優れた体圧分散性をもったマットレス。身体部位に合わせて施したプロファイル加工の上に薄い層を重ね、ゆるやかに体圧が分散されることにより、優れた体圧分散効果を発揮します。
ブルーの高弾性ウレタンが寝返りをサポート。高い伸縮性で、ベッドの機能も活かせます。

580

Taica αPLA L

株式会社タイカ



特長
床ずれが心配になり始めた方に適した体圧分散を行います。三層が適度な弾力で身体を押し上げるため、寝返り、起き上がり、ベッドから立ち上がるといった一連の動作をサポートします。



品番 (TAISコード)
MB-LA1R 91巾 レギュラー (00563-000093)
MB-LA1S 91巾 ショート (00563-000094)
MB-LA0R 100巾 レギュラー (00563-000095)

91巾

546


552

100巾

636

Taica αPLA FII

株式会社タイカ



特長
床ずれ防止と快適な睡眠。そして、できる限り自分の力でがんばりたい「寝返りサポートマットレス」。硬さや弾力の異なる素材を組み合わせた特殊構造により、寝返り時に必要な下肢の回転が従来品よりしやすくなっています。



品番 (TAISコード)
MB-FIIW1R レギュラー (00563-000129)
MB-FIIW1S ショート (00563-000130)
MB-FIIW0R 100巾レギュラー (00563-000132)

91巾

660

672


100巾

760

PARAMOUNT BED

パラマウントベッド株式会社

ストレッチグライド マットレス



特長
マットレスが伸びる独自のストレッチシステム採用。性質の異なるウレタンフォームを2層追加して、さらに優れた体圧分散性を発揮します。

品番 (TAISコード)
KE-791TQ レギュラー (00170-000725)
KE-792TQ ミニ (00170-000726)

550

560

as human, for human
PARAMOUNT BED
パラマウントベッド株式会社

Ever Proud

エバープライド

リバーシブル

(単位:cm)

特長

静止型で最高クラスの体圧分散性とずれ軽減機能で、床ずれ防止をサポートするリバーシブルマットレス。5層のウレタンフォームが、優れた体圧分散性を実現。独自の生地「グライドシート」が、背あがり時にかかるずれ力を軽減。

品番(TAISコード)	
KE-621TQ レギュラー	(00170-000962)
KE-622TQ ミニ	(00170-000963)
KE-621UQ レギュラー	(00170-000966)
KE-622UQ ミニ	(00170-000967)

清拭	ドライ
604	592
616	600

molten
From the Inside Out
株式会社モルテン

BELIEVE

ビリーブ

(単位:cm)

特長

寝返りの頻度を感知し最適な圧対策に導く自動フィッティングマットレス。床ずれ防止エアマットレスの難しさ「選定」「操作」「入れ替え」「寝心地」のこれら4つを解決した画期的な自動運転のマットレスです。

品番(TAISコード)	
MBLV91 レギュラー	(00054-000567)
MBLV91S ショート	(00054-000569)

900

as human, for human
PARAMOUNT BED
パラマウントベッド株式会社

ここちあ りらくflow

cococha
利楽 flow

(単位:cm)



特長

自動体位変換機能付きエアマットレスを使用する上で、多くの方が心配する「ずれ」「転落」を予防。独立した4つのエアセルで自動的に体位変換をおこなう「スモールフロー機能」や、背あがり時の姿勢保持をサポートする「バックサポート機能」などを自動的に実行します。

品番(TAISコード)	
KE-911S レギュラー	(00170-001351)
KE-912S ミニ	(00170-001352)

非課税

1000

1000

molten
From the Inside Out
株式会社モルテン

高機能エアマットレス

OSCAR

オスカー

(単位:cm)

特長

体圧分散式マットレスに求められる重要な9つの特性 ①体圧分散性能②除圧性能③ずれ力対策④寝心地⑤座位安定性⑥むれ対策⑦ひえ対策⑧体位変換⑨安全・衛生対策 全てを備えています。

体圧分散性能	除圧性能	ずれ力対策	寝心地	座位安定性
むれ対策	ひえ対策	体位変換	安全・衛生対策	

品番(TAISコード)	
MOSC91 レギュラー	(00054-000137)
MOSC91S ショート	(00054-000137)

1026

LOVING CARE
CAPE
株式会社 ケープ

AIR MASTER
NEXUS R
エアマスター ネクサスR



停電対策

約14日間内圧保持

クイックハードモード搭載

約3分間で硬くなります。

※赤字はショート
(単位:cm)



紹介動画

品番(TAISコード)

CR-663 レギュラー
(00206-000083)

CR-667 ショート
(00206-000085)

特長

ワンタッチで内圧調整ができる「かんたんモード」を搭載など、療養者の快適性と安全性を追求した機能が充実しています。

834

834

LOVING CARE
CAPE
株式会社 ケープ

microclimate
BIGCELL iS
マイクロクライメイト ビッグセル アイス



※赤字はショート
※青字は100巾
(単位:cm)



商品紹介

品番(TAISコード)

CR-753 レギュラー
(00206-000141)

CR-757 ショート
(00206-000143)

CR-761 100巾レギュラー
(00206-000144)

特長

従来の床ずれ発生の外的要因である「圧迫」「ずれ」「摩擦」の3大要因に加え、近年、これらの外的要因に影響を与える第4の要因として関心が高まっているのが、Microclimate(皮膚局所の温度・湿度)という新しい概念です。これまでの体圧分散によるケアだけでなく、「Microclimate」への対策によって、床ずれ防止の環境がさらに向上しました。

90巾

1060

1060

100巾

1280

LOVING CARE
CAPE
株式会社 ケープ

SMALL CHANGE
LAGUNA
スモールチェンジ ラグーナ



※赤字はショート
(単位:cm)



紹介動画

品番(TAISコード)

CR-703 レギュラー
(00206-000103)

CR-707 ショート
(00206-000105)

特長

骨盤を支え、対角線上に小さな体位変換を頻回に行う「スモールチェンジ機能」を搭載。ご利用者にとって身体のずれが小さく、違和感のない、安心・安楽な環境を提供します。

停電対策

約14日間内圧保持

クイックハードモード搭載

約4分間で硬くなります。

※課税

980

974



フレックスボード

リョウヘルメックス株式会社



付属カバー(スライディングシート)を付けた状態



寝た状態のまま、ベッドからストレッチャー、ベッドのリクライニング・チャイルド車いすへの移動ができます。



サイズ
110×50cm



折りたたみ時

39580-030
00245-000151

360



マスターグライド M

リョウヘルメックス株式会社



ベッドと車いす間に橋渡しをし、座ったままの姿勢で移動が行えます。表面は滑らかで、裏面には2本の滑り止めテープが付いているので安全です。

サイズ
60×35cm



39580-001
00245-000145

142



as human, for human
PARAMOUNT BED
パラマウントベッド株式会社

イーザーグライド M



サイズ
60×33cm

安全・快適に移動できる
トランスファーボードです。



KZ-A29036
00170-000570

144

Taica スマイルシート M

株式会社タイカ



サイズ
145×100cm

パラシュート用の生地を使用しているため、滑りが良く丈夫です。



CS-SM-M
00563-000051

114



マスターベルト

リョウヘルメックス株式会社



サイズ
S 62~100cm
M 72~120cm
(ウエストサイズ目安)

S:39580-010
M:39580-011
00245-000144

移動時のサポートとして安全に
移動を行えます。ベルトは幅広
で、やわらかく腰部にフィットする
形状。



114



ロンボ ポジショニングピロー&クッション

合併症の防止対策及び快適なベッド環境の創造に。

※RF2・RF3・RF5の商品は地域によって、レンタルできない場合があります。

RF2



00245-000194
サイズ:40×80cm

160

RF3



00245-000195
サイズ:23×40cm

114

RF5



00245-000197
サイズ:80×80cm

190

スネーク
クッション



00245-000102
サイズ:φ20×220cm

326

RM1-BCS



00206-000133
サイズ:65×75cm
ハンドル部:4×12cm

180

RM2-BCS



00206-000134
サイズ:本体 40×80cm
フラップ部 20×80cm
ハンドル部:4×12cm

168

RM4-BCS



00206-000135
サイズ:30×65cm
ハンドル部:4×12cm

122

Taica ウェルビーHC

株式会社タイカ

※ミニ・HCスティック(大)の商品は地域によって、レンタルできない場合があります。
※写真の色味は実際の商品とは異なる場合がございます。



超撥水カバー

ウェーブ



サイズ:75×65cm

超撥水カバー付
PC-HC-W1C
00563-000116

222

HCウェーブ(ロング)



サイズ:75×80cm

超撥水カバー付
PC-HC-W2C
00563-000117

222

ブーメラン(大)



サイズ:50×90cm

超撥水カバー付
PC-HC-B1C
00563-000118

210

ブーメラン(小)



サイズ:44×74cm

超撥水カバー付
PC-HC-B2C
00563-000119

186

ミニ



サイズ:30×50cm

超撥水カバー付
PC-HC-M1C
00563-000123

190

HCジャンボ



サイズ:73×73cm

超撥水カバー付
PC-HC-J1C
00563-000114

210

HCスティック(大)



サイズ:20×60cm

超撥水カバー付
PC-HC-S1C
00563-000121

190



トイレ用たちあっぷⅡ CKJ-01



取付簡単！多様な便器に対応
利用者の体に合わせて調整可能
はね上げ式アームレスト

手すり最大幅68.5×奥47
高58-60.5-63-65.5-68
(5段階調節)
重量:約6.8kg
使用者体重100kg以下

00055-000130

340

トイレ用たちあっぷⅡ CKJ-02



「壁面へ突っ張る固定」と
「便器をはさみ込む固定」
2つの方法で固定できます

手すり最大幅68.5×奥47
高58-60.5-63-65.5-68
(5段階調節)
重量:約7.1kg
使用者体重100kg以下

00055-000185

400



これからの介護、これからの暮らしに
パナソニックのエイジフリー
パナソニックエイジフリー株式会社

スタンディ

折りたたみ可能な手すり
スタンディ



折りたたみ可能

特長
面と棒の両方を備えること
で、立ち上がりや、立ったま
まの動作が不安定な方を
サポートします。

PN-L80401
00980-000315

350

サイズ
幅63×奥行78cm×手すり高さ:70~85cm
面高さ:35~50cm(3cmピッチ6段階調節)
ベースの厚さ:1.1cm 手すり幅:45cm
最大使用者体重:100kg 重量22.5kg



これからの介護、これからの暮らしに
パナソニックのエイジフリー
パナソニックエイジフリー株式会社

洋式トイレ用 スライド手すり

洋式トイレ用スライド手すり



幅26cm~40cmのトイレ対応

特長
横移動しやすいスライド式ひし掛けと脚部形状。
さびにくく、お手入れしやすいステンレス製。

サイズ
幅65×奥46×高58~74cm
肘掛け高58~74cm(2cmピッチ9段階)

PN-L53001
00980-000191

350



洋式トイレ用フレーム S-はねあげR-2



幅14cm~40cmのトイレ対応

特長
ドアが横にあるトイレや、介助の際に邪魔に
ならない跳ね上げ式ひし掛け。

サイズ
幅66×奥55×高55~70cm
高さ55・58・61・64・67・70cm 6段階調節

344

350

木製ひし掛け 533-087
00221-000450
樹脂製ひし掛け 533-086
00221-000451



洋式トイレ用 ベストサポート手すり



サイズ
幅62~72cm
(左右5cmずつ無段階調節)
×奥行46×高56~71cm
(3cm毎6段階調節)

特長
便器の幅に合わせてフレームを
調整できるため、あらゆる大き
さの便器に対応可能。ベルトで
包み込み、便器全体にバラン
スよく固定。

627-010
01235-000008

350

基本セット (T型ベース・丸型ベース)



356

356

品番・TAIS

T型ベース BPE-100-10

00254-000051

丸型ベース BPE-100-11

00254-000052

基本セット 耐水ベース

ベランダや玄関ポーチ等
雨に濡れるような場所にも対応しています。
浴室では使用できません。



390・390

サイズ

T型ベース	BPE-100-80	丸型ベース	BPE-100-81
高さ190~270×幅60×奥行20cm		高さ190~270×幅20×奥行20cm	
00254-000066		00254-000053	

ウェーブ型手すり ロング

基本セットに組み合わせることで、立ち上がりや
段差昇降などの動作や移動をサポートできます。



BPE-300-40

サイズ


太さφ35×高さ64.8×幅7.4×奥行14.5cm
00254-000133

110

オプション

円型手すり

立ち上がりから移動動作において、移動方向に制約がからず
方向転換の際、手足の運動を生みやすくする手すりです。



品番・TAISコード


BPE-300-20

00254-000131

154

グリップアーム-e 5P・3P

握り部に凹凸の滑り止めがついた、水にぬれても
握りにくい樹脂製の手すりです。



グリップアーム-e 5P


グリップアーム-e 3P

106

112

システム木手すり 跳ね上げセット **NEW**

サイズ	品番	TAISコード
60cm	SBR-70-060	00254-000115
90cm	SBR-70-090	00254-000064
120cm	SBR-70-120	00254-000119



システム伸縮手すり固定セット

ベスポジ-eを連結する手すりです。手すりの長さが無段階に調整でき、シーン別に最適な動線を作ることができます。

60～90(芯々:60～90)cm



固定 60～90cm

170

90～120(芯々:90～120)cm



固定 90～120cm

174

サイズ	品番	TAISコード
60～90cm	SBR-30-609	00254-000169
90～120cm	SBR-30-912	00254-000170

システム伸縮手すり曲げセット

60～90(芯々:70～100)cm



ブラケットの角度を変えることで手すりに傾斜を付けます。

曲げ 60～90cm

160

90～120(芯々:100～130)cm



曲げ 90～120cm

160

サイズ	品番	TAISコード
60～90cm	SBR-40-609	00254-000171
90～120cm	SBR-40-912	00254-000172

取り付けたい場所の天井と床の強度があれば、天井と床の間隔が190～270cmまで対応できます。
一般的な住宅であればほとんどカバーすることができます。

2種類の長さをご用意しました。

60～90cm

(実寸:51.5～81.5cm)



90～120cm

(実寸:81.5～111.5cm)



molten
From the Inside Out
株式会社モルテン

バディー 突っ張ることによってしっかりと固定できる垂直型手すり (工事不要)



 設置場所に制限がない場合に 十字型ストッパー	 壁際に設置する場合に ※梁のある場所に設置してください I型ストッパー	 トイレなど狭い場所に設置する場合に ※梁のある場所に設置してください 丸型ストッパー
 壁(柱)にぴったり付けたい場合に最適 ※天井側 ※梁のある場所に設置してください I型ストッパー2ヶ NEW 壁と手すりの距離 約4cm	 部屋の角(隅)にぴったり付けたい ※天井側 ※梁のある場所に設置してください コーナーストッパー NEW 壁と手すりの距離 約4cm	

クロスバー

歩行動作をサポート。複数本の連結も可能。



固定式(40cmタイプ)
MNTCM03BE004
00054-000337

210

固定式(60cmタイプ)
MNTCM03BE006
00054-000338

124

跳ね上げ式(90cmタイプ)
MNTCM02BE009
00054-000333

134

跳ね上げ式(1.2mタイプ)
MNTCM02BE012
00054-000334


136

跳ね上げ式(1.6mタイプ)
MNTCM02BE016
00054-000335

142

跳ね上げ式(2.0mタイプ)
MNTCM02BE020
00054-000336

140



浴室など、水気のある場所や屋外では使用できません。

バディー ノーマルタイプ十字型
MNTCM
バディー ノーマルタイプI型
MNTCMIS
バディー ノーマルタイプ丸型
MNTCMRCS

00054-000054

356

バディー(コーナーストッパー仕様)
MNTCMCRS
00054-000467

390

バディー(I型ストッパー2ヶ仕様)
MNTCMISW
00054-000468

390

サイドバー

立ち座りや寝返り動作をサポート。



MNTCM01LB
00054-000055

106

ルーツ サイドタイプ/センタータイプ/コーナータイプ/ロングタイプ/スモールタイプ(両手すり)



サイドタイプ MNTPLBR
00054-000116

260



センタータイプ MNTPSBR
00054-000117

242



コーナータイプ MNTPCRBR
00054-000132

314



ロングタイプ MNTPLGBR
00054-000133

302



スモールタイプ(両手すり) MNTPT2
00054-000217

362

特長 安定感に優れた、シンプル形状の床置き型手すり。
手すり内側の空間は、頭が入らない安全寸法です。



ルーツ同士を連結できるようになりました。



ロングタイプ+クロスバー+センタータイプ

連結する場合は、
【クロスバー取り付けブラケット】を
使用してください。



警告 下記の組み合わせは手すりが不安定になるなど
安全上の理由から使用できません。


ルーツ センタータイプが複数設置される場合
【ルーツ センタータイプ+クロスバー+ルーツ センタータイプ】



バディーだけでなく、ルーツも
クロスバーに連結できるようになりました。

警告 下記の組み合わせは手すりが不安定になるなど
安全上の理由から使用できません。

中央にルーツ センタータイプが設置される場合
【バディー+クロスバー+ルーツセンタータイプ+
クロスバー+ルーツ ロングタイプ】





たちあっぷ 膝、腰に負担をかけない立ち上がり動作をお手伝いします。

たちあっぷ
CKA-01

重量:11.7kg
00055-000071



292

たちあっぷ
CKA-02

重量:15.5kg
00055-000072



308

たちあっぷ
CKA-03

重量:15.4kg
00055-000073



342

たちあっぷ
CKA-04

重量:16.0kg
00055-000074



330

たちあっぷ
CKA-13

重量:17.2kg
00055-000113



344

たちあっぷⅡ
CKA-24

重量:18.4kg
00055-000207



324

ベッドでとまるくん
CKA-CK

2.5~34cmのすき間があれば、取付可能です。



CKA-CK
00055-000211

60

おもしろくん
CKA-J

「たちあっぷ」のスタンドに差し込んで使用します。




CKA-J
00055-000104

64

かいじょくん
CKA-K

たちあっぷに取り付けてベッドサイドでの立ち上がりや移乗の補助、座位保持のために使用。
「たちあっぷ」に対して、平行・直角・斜め45°の角度をつけて設置できます。



CKA-K
00055-000145

82



あがりかまち用 たちあっぷ・たちあっぷ ミニ



CKE-01-1 32.8kg



CKE-02-1 26.9kg



CKG-03 26.4kg



CKG-04 20.9kg

オプション

かまちステップ台
CKE-B



重量6.9kg
高さ調節4段階
(12・14・16・18cm)

CKE-01-1 (両手すり)
00055-000109
CKE-01 (両手すりステップ付)
00055-000105

576
600

CKE-02-1 (片手すり)
00055-000110
CKE-02 (片手すりステップ付)
00055-000106

484
510

CKG-03 (両手すり)
00055-000125

552

CKG-04 (片手すり)
00055-000126

456



たちあっぷ 540


矢崎工業株式会社

握りやすい
ディンプル(くぼみ)形状



CKH-01 (両手すり)
重量:34.7kg
00055-000127

1058



CKH-02 (片手すり)
重量:28.6kg
00055-000128

872

オプション

たちあっぷ540
専用ステップ台

※ステップ台 CKH-BH は、必ず CKH-BL と組み合わせてベースに取り付けてください。

ステップ台CKH-BHは、最低高さでも240mmとなり、安全な昇降が可能になります。CKH-BHを1台のみでは使用しないでください。



重量 6.0kg
高さ調整4段階
(9・11・13・15cm)

CKH-BL



重量 9.6kg
高さ調整4段階
(21・25・29・33cm)

CKH-BH

マツ六株式会社 たよレール



重量:11.6kg

BZ-N01
01265-000054

258



重量:15.5kg

BZ-N02
01265-000055

274



重量:15.2kg

BZ-N03
01265-000056

330



BZW-600N
重量:1.2kg

BZW-900N
重量:1.4kg
(単位:cm)

BZW-600N
01265-000050

124

BZW-900N
01265-000051

126



BZO-01


58

マツ六株式会社 たよレールdan BZD-01,03



BZD-01 (片手すり)
01265-000075

400



BZD-03 (両手すり)
01265-000077

580

オプション

たよレールdan踏み台
BZD-F200
01265-000182
重量8.5kg

高さ調整4段階
(12・15・17.5・20cm)

BZD-02 (片手すり踏み台付)
01265-000076

478



BZD-04 (両手すり踏み台付)
01265-000078

632



たよレール SOTOE



BZK-01 (片手すり)
01265-000248

442

BZK-02 (両手すり)
01265-000251

562

わたレールEK連結使用例



オプション わたレールEK 伸縮タイプ
TAIS.01265-000255



手すり部:φ30, φ36
BZW-7057EK:伸縮範囲:56.8~70.4cm
BZW-9070EK:伸縮範囲:70~90.2cm
BZW-1290EK:伸縮範囲:90~120.2cm

190

「SOTOE用わたレールEK」と併用すれば、連続手すりとしても使用可能です。



たよレールSOTOE
片手すり・標準型
+
わたレールEK (1台)
BZK-01S-7057
BZK-01S-9070
BZK-01S-1290
01265-000250

622



たよレールSOTOE
両手すり・標準型
+
わたレールEK (2台)
BZK-02S-7057
BZK-02S-9070
BZK-02S-1290
01265-000252

918



たよレールSOTOE
片手すり・標準型
+
わたレールEK (1台)
+
たよレールSOTOE
片手すり・標準型
BZK-01W-7057
BZK-01W-9070
BZK-01W-1290
01265-000249

1108



たよレールSOTOE
両手すり・標準型
+
わたレールEK (2台)
+
たよレールSOTOE
両手すり・標準型
BZK-02W-7057
BZK-02W-9070
BZK-02W-1290
01265-000253

1424



たよレールSOTOE
片手すり・標準型
+
わたレールEK (2台)
BZK-01SW-7057
BZK-01SW-9070
BZK-01SW-1290
01265-000256

660



たよレールSOTOE
両手すり・標準型
+
わたレールEK (1台)
BZK-02S1-7057
BZK-02S1-9070
BZK-02S1-1290
01265-000263

870



たよレールSOTOE
両手すり・標準型
+
わたレールEK (4台)
BZK-02SW-7057
BZK-02SW-9070
BZK-02SW-1290
01265-000257

910



たよレールSOTOE
片手すり・スリム型
+
わたレールEK (1台)
BZK-03S-7057
BZK-03S-9070
BZK-03S-1290
01265-000260

684



たよレールSOTOE
両手すり・スリム型
+
わたレールEK (1台)
BZK-04S1-7057
BZK-04S1-9070
BZK-04S1-1290
01265-000264

640



たよレールSOTOE
両手すり・スリム型
+
わたレールEK (2台)
BZK-04S-7057
BZK-04S-9070
BZK-04S-1290
01265-000262

856



たよレールSOTOE
片手すり・標準型
+
わたレールEK (1台)
+
たよレールSOTOE
片手すり・スリム型
BZK-0103W-7057
BZK-0103W-9070
BZK-0103W-1290
01265-000265

1072



たよレールSOTOE
両手すり・標準型
+
わたレールEK (2台)
+
たよレールSOTOE
両手すり・スリム型
BZK-0204W-7057
BZK-0204W-9070
BZK-0204W-1290
01265-000266

1460



※たよレールSOTOEスリムは、スリム型のみの組み合わせでは使用できません。

たよレールSOTOEと わたレールEKの 連結について

下記の **X** が付いている組合せで
連結しないでください。
安定性が無くなり転倒の恐れがあります。



わたれールEK

BZV-705TEK
 BZV-9070EK
 BZV-1200EK



平均値での連結条件

- 連結しているうち、最低1台は標準型を使用する(スリム型のみで連結しない)。

○標準型のみの連結



③必ずベース
プレートの
上を歩く。

標準型＋スリム型



✕ スリム型のみの特記




✕ 動線が
ベースプレートの
上にありません



- 左記の条件をクリアしていれば
段差部でも取付け可能です。



- 左記の条件をクリアしていれば
何台でも連結可能です。



☒ スリム型


わたレールEKで連結した場合の格差対応について

わたレールEKの長さは各サイズの範囲内で、
取付け角度は0~45°の間で自由に調節できます。
下の表は目安としてください。

例) 3段の段差合計が450mmの現場で、2台のSOTOEをわたるレールEKで連結させて使用する場合は、まずBZW-7057EKでは対応段差の範囲からはずれてしまうことが確認できます。手すり長さが900mmだとベースプレート間の距離Dが短くなりすぎて段差をまたげないのであれば、手すり長さが1200mmまで伸縮できるBZW-1290EKを使って、現場で長さや位置を調整すればよいそうです。

A 手すり長さ	570mm	700mm	900mm	1200mm
B 伸縮部の長さ	426mm	556mm	756mm	1056mm
C 対応段差高さ (最大は取付け角度が45°のとき)	0~299mm	0~396mm	0~536mm	0~748mm
D ベースプレート間の距離※	角度0°	420mm	550mm	750mm
	角度45°	295mm	381mm	529mm
わたレールEKの対応範囲		BZW-7057EK		BZW-1290EK
		BZW-9070EK		

※値はたよレールSOTOEとわたレールEKを直接で連結した場合です。



株式会社 **カワムラサイクル**

WAVIT
WA22-40S
42S

3つの曲線パイプが
身体のラインにフィット
長時間乗っていても
疲れにくい

シート色 カフェモカ

00160-000237 非課税

重量:12.2kg

単位cm

484

株式会社 **カワムラサイクル**

ふわりす
KF22-40SB

軽いので持ち運びやすく
取り回しもラクラク

シート色 すみれパープル

00160-000241 非課税

重量:9.6kg

単位cm

520

MISSIN NA-L8α Aパッケージ
日進医療器株式会社

NA-L8α Aパッケージ

超軽量
エアリータイヤ仕様の為
空気入れ不要

シート色 青

00175-000342 非課税

重量:10.2kg

単位cm

510

※エアリー装置の車いすはJIS対象外です。

MISSIN NEO-1α
日進医療器株式会社

NEO-1α
(延長ブレーキレバー付)

8cm延長ブレーキレバー付
ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ
アームサポートパッドが
前方に長く、握みやすい形状

シート色 紺

00175-000387 非課税

重量:12.3kg

単位cm

328

NEW

ネクスト コア グラン(自走)
MATSUNAGA NEXT-12B HB
株式会社松永製作所

ネクスト コア グラン(自走)

身長の高い方もゆったり座れる
高床スタンダードタイプ

シート色 F-1(オレンジ)

00066-000375 非課税

重量:13.4kg

シートクッション付
単位cm

510

ネクスト コア(自走)
MATSUNAGA NEXT-11B HB
株式会社松永製作所

ネクスト コア(自走)

扱いやすさと機能を両立した
ネクストコアシリーズの
スタンダードタイプ

シート色 F-1(オレンジ)

00066-000358 非課税

重量:12.4kg

シートクッション付
単位cm

470

株式会社 **カワムラサイクル**

WAVIT

WA16-40S
42S



シート色 カフェモカ

00160-000238 非課税

470

株式会社 **カワムラサイクル**

ふわりす

KF16-40SB



シート色 すみれパープル

00160-000240 非課税

508



NAH-L7α Aパッケージ

日進医療器株式会社



シート色 青

00175-000341 非課税

540

※エアリー装置の車いすはJIS対象外です。



NEO-2α

(延長ブレーキレバー付)

NEW



シート色 紺

00175-000388 非課税

304



ネクスト コア グラン (介助)

MATSUNAGA
NEXT-22B HB



シート色 F-1(オレンジ)

00066-000376 非課税

520



ネクスト コア (介助)

MATSUNAGA
NEXT-21B HB



シート色 F-1(オレンジ)

00066-000359 非課税

470



NEO-1 αw

NEO α SERIES



440



CRT-7



620



NA-U2W エアリー仕様

ULTRA



620

※エアリー装着の車いすはJIS対象外です。



NA-U7 エアリー仕様

ULTRA



740

※エアリー装着の車いすはJIS対象外です。



ネクスト コア ミニモ

NEXT-50B HB



620



ネクスト コア アジャスト

NEXT-51B HB



610



グレイスコア アジャスト

GRC-51B **NEW**



新バックサポートシステム
その場でシート奥行を簡単調整
フットサポート直下構造
イーゼードライクッション
ハイブリッドタイヤ
座面の高さ調整
肘掛け高さ調整(4段階)
2Wayアームサポート

シート色 ブラック M-13
00066-000409 非課税

660



グレイスコア マルチ

GRC-31B



新バックサポートシステム
その場でシート奥行を簡単調整
フットサポート直下構造
ハイブリッドタイヤ
イーゼードライクッション

シート色 ブラック M-13
00066-000401 非課税

640



SKT-1000



フルモジュール型車いす
コンパクト/背張り調整
新型ハンドリムの
フィットグリップハンドリム採用
脚部スイングアウト
肘掛け跳ね上げ
着脱式/高さ調整

シート色 ブルー
00122-000524 非課税

700

株式会社 カワムラサイクル WAVIT Roo+(自走)



背折れ式
リバーシブルシート
跳ね上げ式アームサポート
スイングイン・アウト式
フットサポート
座面高さ調整/ドラム式
ノーパンクタイヤ

シート色 ファブリック
00160-000309 非課税

600

株式会社 カワムラサイクル WAVIT+(プラス) WAP22-40S/42S



背折れ式
スイングイン・アウト式
フットレックサポート
前ズレを抑制するフレーム形状
握りやすいレバー形状
ヒールループ採用
ドラム式ブレーキ
ノーパンク/フットサポート
シート間距離無段階調節

シート色 カフェモカ
00160-000242 非課税

590

株式会社 カワムラサイクル ふわりす+ KFP22-40SB



超軽量アルミ/背折れ式
折りたたみ/介助ブレーキ
肘掛けはね上げ
足台スイングアウト

シート色 すみれパープル
00160-000249 非課税

610



NEO-2αw

NEOα

日通医療器株式会社



ノーパンク
タイヤ

ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ
跳ね上げ式アームサポート
スイングイン・アウト着脱式
駐車ブレーキレバーの
延長が可能

シート色 紺
00175-000400

420

重量:12.8kg

単位:cm



CRT-8

株式会社ミキ



ノーパンク
タイヤ

軽量&コンパクト
ノーパンクタイヤ
ワンハンドブレーキ
スライドグリップ
脚部スイングアウト
着脱式
肘掛け跳ね上げ

シート色 紺
00122-000574

620

重量:10.5kg

単位:cm



NAH-U2W エアリー仕様

ULTRA

日通医療器株式会社



ノーパンク
タイヤ

スリム化/軽量化
スイングイン・アウト着脱式
足元広々/跳ね上げ
体を包み込むシート
クッション付
新開発ドラムブレーキ採用
ノーパンクタイヤ(エアリー)

シート色 ワイン
00175-000359

620

重量:12.3kg

単位:cm



NAH-U7 エアリー仕様

ULTRA

日通医療器株式会社



ノーパンク
タイヤ

簡単操作でシート幅調整
座面高さ調整/足元広々
スイングイン・アウト着脱式
肘掛け高さ調整式
肘掛け跳ね上げ式
クッション付
ノーパンクタイヤ(エアリー)

シート色 ワイン
00175-000362

740

重量:13.7kg

クッション厚 +4cm
単位:cm

※エアリー装着の車いすはJIS対象外です。

※エアリー装着の車いすはJIS対象外です。



ネクスト コア ミニモ

NEXT-60B HB

株式会社松永製作所



ノーパンク
タイヤ

スイングイン&アウト
スリム&コンパクト
背フレーム後方曲げ
3次元(3D)で姿勢を整える
「立体スリングシート」
左右独立タイプ背張り調整
超低床+座面高さ調整
肘掛け高さ調整/クッション付
ノーパンクタイヤ

シート色 F-1(オレンジ)
00066-000365

620

重量:14.2kg

クッション厚 +3cm
単位:cm



ネクスト コア アジャスト

NEXT-61B HB

株式会社松永製作所



ノーパンク
タイヤ

スイングイン&アウト
スリム&コンパクト
背フレーム後方曲げ
3次元(3D)で姿勢を整える
「立体スリングシート」
左右独立タイプ背張り調整
座面・肘掛け高さ調整
ノーパンクタイヤ
クッション付

シート色 F-1(オレンジ)
00066-000363

600

重量:14.2kg

クッション厚 +3cm
単位:cm



グレイスコア アジャスト

GRC-61B



NEW



新バックサポートシステム
その場でシート奥行を簡単調整
フットサポート直下構造
イーゼードライクッション
ハイブリッドタイヤ
座面の高さ調整
肘掛け高さ調整(4段階)
2Wayアームサポート

シート色 ブラック M-13

00066-000408

非課税

660



グレイスコア マルチ

GRC-41B



ノーバンク
タイヤ

新バックサポートシステム
その場でシート奥行を簡単調整
フットサポート直下構造
ハイブリッドタイヤ
イーゼードライクッション

シート色 ブラック M-13

00066-000402

非課税

660



SKT-2000



フルモジュール型車いす
コンパクト/背張り調整
脚部スイングアウト
肘掛け跳ね上げ
着脱式/高さ調整

シート色 ブルー

00122-000525

非課税

690

株式会社 カワムラサイクル WAVIT Roo+(介助)



ノーバンク
タイヤ

背折れ式
リバーシブルシート
跳ね上げ式アームサポート
スイングイン
アウト式フットサポート
座面高さ調整/ドラム式
ノーバンクタイヤ

シート色 ファブリック

00160-000310

非課税

610

株式会社 カワムラサイクル WAVIT+(プラス) WAP16-40S/42S



(赤文字は42幅)

ノーバンク
タイヤ

背折れ式
スイングイン・アウト式
フットレックサポート
前ズレを抑制するフレーム形状
握りやすいレバー形状
ヒールループ採用
ドラム式ブレーキ
ノーバンク/フットサポート
シート間距離無段階調整

シート色 カフェモカ

00160-000243

非課税

590

株式会社 カワムラサイクル ふわりす+ KFP16-40SB



超軽量アルミ/背折れ式
折りたたみ/介助ブレーキ
肘掛けはね上げ
足台スイングアウト

シート色 すみれパープル

00160-000248

非課税

610



NA-U2W・BG (自走) 45幅 **NEW**



座幅45cmで大柄な
ご利用者でも快適にサポート
・耐荷重120kg
・ノーパンク(エアリー)タイヤ
前座高42/44/46cm調整可能

00175-000383 非課税

700



エルゴライト (介助) 45幅 **NEW**



軽量&コンパクト/背折れ
手元でらくらく駐車ブレーキ
らくらく立ち上げられる座面高48cm
立ち上がり動作を考えたアームサポート
座り心地に配慮したシート形状
骨盤の収まり具合の調整

00245-000226 非課税

580



スキット SKT-5 (自走・六輪) SKT-6 (介助・六輪)



コンパクト/低座面
背張り調整/介助ブレーキ
主輪ハイポリマータイヤ/小回り
脚部スイングアウト・着脱式
肘掛け跳ね上げ※SKT-6のみ

SKT-5 00122-000444

SKT-6 00122-000375 非課税

710

710



NA-U6 (六輪) ハイポリマータイヤ仕様



回転半径約53cm
体を包み込むシート
新開発ドラムブレーキ採用
脚部スイングイン・アウト着脱式

00175-000360 非課税

760



MBY-41B SW **NEW**



立ち上がると自動で
ノンバックブレーキシステムが作動
高さ調整アームサポート/サーボブレーキ
ロックブレーキ/背折れジョイント
ワンタッチソフトシート/クッションキャスタ
低座面仕様/スイングアウト

00122-000534 非課税

680



ラクレスト PR-2000B **NEW**



座位保持できない方の姿勢を
車いすが変形して長時間サポート。
大柄な方、小柄な方、左右に傾いてしまう方、
様々な身体状況に合わせることができます。
工具不用で調整ができ、女性でも簡単に
操作できます。

00495-000067 非課税



MATSUNAGA
株式会社松永製作所

マイチルト-コンパクトII

NEW



※全高にヘッドサポート寸法は含まれません。

ティルト

リクライニング

リラックス(休息姿勢)ポジション
・ティルト角度0°~25°
・リクライニング角度90°~125°
自立支援(活動姿勢)ポジション
・上部胸椎サポートパッドで
不安定な姿勢をサポート
背もたれ高さ60~67cm調整可能
リフトアップ機能
前後運動式フットブレーキ
スネークヘッドサポート

シート色 M12 ネイビー

MH-CR2L-SE
00066-000414

非課税

1140



MATSUNAGA
株式会社松永製作所

マイチルトミニ3D



※全高にヘッドサポート寸法は含まれません。

ティルト

リクライニング

3次元(3D)で姿勢を整える
立体スリングシート+骨盤サポート
脚部スイングアウトエレベーター
リフトアップ機構
肘掛け上下スライド式
スネークヘッドサポート
背フレーム前折れ機構
フットサポートが直下機構
前後運動式フットブレーキ
ノーバンクタイヤ標準装備

シート色 F-2

MH-SRL-SE
00066-000352

非課税

1060



株式会社三木

CRT-WR



ノーバンク
タイヤ

ニューライト(超軽量設計)
リクライニング角度95°~130°
ティルト角度 2°~30°
スリム/スイングアウト
高さ調整式アームサポート
サーボブレーキ
背折れジョイント
足踏み運動式駐車ブレーキ
テンション調整式シート
クッションキャスター
ハイポリマータイヤ
35mm厚17-リクライニング標準装備

シート色 ブラック

00122-000620

非課税

930

ティルト

リクライニング



日進医療器株式会社

NAH-UC・Lo(NP)

ULTRA



ノーバンク
タイヤ

ハイポリマータイヤ/バックサポート
適合調整シート/背・座クッション
ドラム式ブレーキ/転倒防止バー
足踏み運動式駐車ブレーキ
座面高40cmの低フレーム設計
ティルト角度 0°~30°
リクライニング角度 0°~30°
脚部スイングイン・アウト着脱式
肘置き上下スライド式
アームサポート高さ調整

シート色 ワイン

00175-000363

非課税

960

ティルト

リクライニング



日進医療器株式会社

NAH-XF5

MISSIN
座王X
Z A O U



ノーバンク
タイヤ

オートフィットシステム
ティルト角度-4°~30°
プラスチックホイール+
ノーバンクタイヤ(エアリー)
広いヒップスペース
ヘッドサポート工具無し簡単調整
スリム&コンパクト
スイングイン・アウト機能
バックサポート高 簡単調節

00175-000390

非課税

920

ティルト



日進医療器株式会社

NAH-XF7

MISSIN
座王X
Z A O U



ノーバンク
タイヤ

オートフィットシステム
ティルト角度-4°~18°
プラスチックホイール+
ノーバンクタイヤ(エアリー)
広いヒップスペース
ヘッドサポート工具無し簡単調整
スリム&コンパクト
スイングイン・アウト機能
バックサポート高 簡単調節
握りやすいハンドリム

00175-000391

非課税

910

ティルト



JWアクティブ PLUS+ Pタイプ



使用環境により走行距離は短くなることがあります。

※対人・対物傷害保険付

手動/電動の切替はレバー操作で簡単!
状況に応じた使い分けが可能です
使いやすい自走用操作部
液晶画面搭載
転倒防止バー出し忘れお知らせ機能
走行距離:※15km/1充電

00233-000097

非課税

3090



タウニジョイX PLUS+



使用環境により走行距離は短くなることがあります。

※対人・対物傷害保険付

優れた操作性の軽量型電動車いす
使いやすい自走用操作部
液晶画面搭載
スリム&コンパクトで介助者の負担も
大幅に軽減します
転倒防止バー出し忘れお知らせ機能
走行距離:※16km/1充電

00233-000094

非課税

2950



WHILL Model CK/CK2



※納期に時間がかかります。

※使用環境により走行距離は短くなることがあります。

※対人・対物傷害保険付

CK本体	WHL-CK01	01520-000005
CK用杖ホルダー	WHL-C11	01520-000008
CK2本体	WHL-CK02	01520-000028
CK2用杖ホルダー	WHL-C2-01	01520-000029
CK/CK2用骨盤ベルト	WHL-C12	01520-000009

本体	非課税
2820	
2820	

オプション	非課税
80	
94	
116	



セニアカー ET4D8 ET4D9



※納期に時間がかかります。

※使用環境により走行距離は短くなることがあります。

※対人・対物傷害保険付

連続走行距離:31km/コーナー自動減速機能
音声案内付/左・右バックミラー標準
25Lサイズ大型フロントバスケット標準
使用者最大体重:100kg (積載物を含む)
ノーパンクタイヤ

最高速度	(前進) 1~6km/h (後進) 1~2km/h
ET4D8(00152-000025)	
ET4D9(00152-000026)	

※写真はET4D7

非課税



※納期に時間がかかります。
※使用環境により走行距離は短くなることがあります。

※対人・対物傷害保険付

連続走行距離: 24km
前輪後輪タイヤサイズ: 26cm
新採用広幅タイヤ(接地幅 従来64mm⇒広幅84mm)
ノーパンクタイヤ
ゆとりの足置きスペース
コーナー減速機能付き
大型ヘッドライト
使用者最大体重: 75kg

00020-000054

ライトパープル

非課税

2100



※納期に時間がかかります。
※使用環境により走行距離は短くなることがあります。

※対人・対物傷害保険付

連続走行距離: 28km
タイヤサイズ: 前輪26cm 後輪30cm
ノーパンクタイヤ
フロントポケット
シート下 収納BOX
LEDヘッドライト
柔らかい乗り心地
左右連動アクセルレバー

00020-000048

ホワイトマイカ

非課税

2390



※納期に時間がかかります。
※使用環境により走行距離は短くなることがあります。

※対人・対物傷害保険付

連続走行距離30km
前輪タイヤサイズ26cm
後輪タイヤサイズ30cm
サスペンション
ノーパンクタイヤ
LEDヘッドライト/テールライト
大型フロントバスケット
コーナー減速機能付き

00020-000044

ライトグリーン

非課税

2490



※納期に時間がかかります。
※使用環境により走行距離は短くなることがあります。

※対人・対物傷害保険付

連続走行距離: 25km
前輪後輪タイヤサイズ: 28cm
前後ソフトサスペンション
ウインカー
ノーパンクタイヤ
大型ヘッドライト/LEDリアランプ
コーナー減速機能付き

00433-000004

ミュールハイムグリーン

非課税

Yuki Trading

株式会社ユーキトレーディング

リフレックス



特徴

「空気自動開放バルブ」により、クッションに座るだけで自動的に空気量を調整します。優れた床ずれリスクの軽減と座位の安定性を保ちます。

735001-16162
00468-000034
サイズ:幅40×厚8
×奥40cm

250

Yuki Trading

株式会社ユーキトレーディング

ストレータス



56630(00468-000002)
サイズ:幅40×厚7.5×奥40cm

特徴

バルブの開閉で空気量を調節し、利用者様に合った座面になります。体圧分散効果と姿勢保持に優れています。

280

Yuki Trading

株式会社ユーキトレーディング

ソロPSV



66615(00468-000013)
サイズ:幅40×厚8×奥40cm

特徴

バルブに目盛りが付き、空気量の調節が、より簡単に。体圧分散効果と姿勢保持に優れています。

310

molten
From the Inside Out
株式会社モルテン

Power Cushion
パワークッション



特徴

「体圧調整」と「除圧」を自動で行うことで、長時間座位時のおしりの痛みや床ずれの不安を軽減する車いすクッション。

MPWCL
00054-000439
サイズ:幅38×厚8
(最厚部12cm)×奥40cm

550

ファンディーナ株式会社

ピタ・シートクッション 55



特徴

立体格子状ジェルで長時間座っても疲れにくく、安定した座位とフィット感です。

PT002
00857-000006
サイズ:幅40×厚5.5×
奥40cm

194

Wheel Chair
Miki
株式会社三木

エアールクッション
35mm厚タイプ



特徴

適切な空気圧調整をしていただき、おしりを沈み込ませます。おしりの体圧を分散し、安定した状態で座位姿勢を保つことができます。

ALC-35-40
00122-000627
サイズ:幅40×厚3.5×
奥40cm

170

Taica **αPLA f** クッション
株式会社タイカ



特徴

2層目と3層目に前ズレを防ぐラジアルキャッチ構造を採用。高い体圧分散性能と座位姿勢の安定を考えた高機能車いす用クッション。

FWC-4040
00563-000124
サイズ:幅40×厚7.5×奥40cm

220

Taica **αPLA** すくっとクッション
株式会社タイカ



特徴

臀部の形状に追従できる「特殊格子状ウレタンフォーム」により、安定した座り心地を実現します。

SKTCA-4040
00563-000142
サイズ:幅40×厚4.5×奥40cm

160


商品カタログ



すくっとクッション



クッションなし



高圧 中圧 低圧

EXGEL® アウルREHA レギュラー／ミドル／ハイ

株式会社加地



レギュラー

ミドル

ハイ

レギュラー:OWL21-BK1-4040
00540-000028
サイズ:幅40×厚4×奥40cm

ミドル:OWL26-BK1-4040
00540-000057
サイズ:幅40×厚6×奥40cm

ハイ:OWL22-BK1-4040
00540-000029
サイズ:幅40×厚8×奥40cm

特長

- レギュラー 厚さ4cmの薄さで足つき性の良いスタンダードタイプ
- ミドル 適度な厚みで体圧分散性を持つ多用途タイプ
- ハイ 坐骨部の深い沈み込み量を確保した減圧重視タイプ

220

210

240

EXGEL® アウルREHA 3Dジャスト／3Dレギュラー／3Dハイ

株式会社加地



3Dジャスト

3Dレギュラー

3Dハイ

3Dジャスト:OWL25-BK1-4040
00540-000055
サイズ:幅40×厚3.5~8×奥40cm

3Dレギュラー:OWL23-BK1-4040
00540-000030
サイズ:幅40×厚5.3~7.5×奥40cm

3Dハイ:OWL24-BK1-4040
00540-000031
サイズ:幅40×厚6.5~11×奥40cm

特長

- 3Dジャスト 3D形状で最大限の薄さを実現した汎用性の高い姿勢保持タイプ
- 3Dレギュラー 緩やかな3D形状で移乗しやすいスタンダードな姿勢保持タイプ
- 3Dハイ 起伏の強い3D形状で厚みのあるハイスぺックな姿勢保持タイプ

250

240

260

EXGEL® エクスジェル スタンダードクッション

株式会社加地

NEW



ESC01-BK1-4040
00540-000059
サイズ:幅40×厚3.5×奥40cm

特長

前後左右の置き間違えによるリスクを減少。薄くても底つきにくいエクスジェルクッション。

210

EXGEL® カリHRレギュラー

株式会社加地



PHK01-GR1-4040
00540-000037
サイズ:幅40×厚6×奥40cm

特長

3D形状の座面が骨盤を安定させ、圧力を効果的に分散し、より良い姿勢を保ちます。

156

CAPE ベスポ ジェルクッション

株式会社 ケープ



CK-375
00206-000072
サイズ:幅40×厚6.5×奥40cm


特長

前後でそれぞれの構造を変えることで、沈み込みの度合いが異なり、姿勢保持にも足こぎサポートにも対応します。

210

CAPE マイクッション

株式会社 ケープ



CK-398
00206-000051
サイズ:幅39×厚8(前側5)×奥39cm

特長

体圧分散だけでなく、ズレ対策や姿勢保持ができることをテーマに開発、スリングシートにも対応した車椅子用のクッションです。

112

EXGEL® アウルサポートセット

株式会社加地

※バッククッション
シートクッションに
カバーが付きまゝ。



アウルサポートセット (JGTA)
OWL-S01B01 (00540-000017)
バッククッション【単体】
OWL-S-B01 (00540-000015)
シートクッション【単体】
OWL-S-S01 (00540-000016)
バッククッション【単体】
サイズ:幅40×厚12×
高38.5cm 約1.4kg
シートクッション【単体】
サイズ:幅40×厚(前7/中5.5/後5)
×奥40cm 約1.2kg

セット・バック・シート
320・194・210

EXGEL® ストップアンドスライド

株式会社加地



特長

一方方向にのみ滑り止めが効き、逆方向には滑るため座り直しや移乗が容易にできます。

PHS01-GR1-4040
00540-000053
サイズ:幅40×奥40cm

110

帝健 車いす サポートシートα



M66KG21A
00238-000012
サイズ:幅40×厚8×高90cm

220

ニシウラ ヨッコイショテーブル



nishiuraT (スタンダード)
01272-000003
nishiuraR (リバーシブル)
01272-000006
サイズ:幅63×厚1.5×
奥60cm

214
280

PIGEON
SAHARA
ピジョンサハラ株式会社

NEW

エレベータリング PTH-EL-1 (ラクレスト用)



サイズ:長29cm(最短時)
1.8kg(片側)

00495-000071

280

MISSIN 座王X用 エレベータリングユニット

日通医療器株式会社



座面より10°まで
挙上可能
取付可能機種:
NAH-XF5
NAH-XF7

KF-EC
00175-000396

260

MISSIN 拳上式・開き式・着脱式フット・レッグサポート

日通医療器株式会社



取付可能機種:
ウルトラシリーズ
NA-U2W, NAH-U2W,
NA-U7, NAH-U7
NA-U6, NAH-UC・Lo
NA-U2W-BG

KF-EB
00175-000347

262

Wheel Chair Miki マルチエルゴ エレベータリング

株式会社三井



取付可能機種:
CRT-WR, CRT-7
CRT-8

00122-000436

210

MATSUNAGA 杖入れ(大)

杖の幅
25mm
MATSUNAGA
株式会社松永製作所



<取付可能な車いす>
・両足用または介助用の車いす、
・フィッティングレバーがある車いす、
・フィッティングレバーの奥行きが、
1.5cm~2.2cmのもの、
・フィッティングレバーの奥行きが、
10cm以上あるもの、
・フィッティングレバーとバックパイプの
角度が90度であるもの、
・バックパイプ下側から上に
5.5cm伸びるものがないもの

X-PX05-001
00066-000211

78

アルバジャパン スーパーヘッド



特長

車いすに簡単に取付けられ、
付いたままでも車いすを折り
たためます。取り外す面倒が
なく、収納にも便利です。

SH-01
00156-000015

サイズ:
座幅36~44cm

200

Yuki Trading マイバディ イージーヘッド

株式会社ユーキトレーディング



●左右の背パイプの幅「外
外」で360mm~500mmの
車いすに取付可能
●ヘッドベースにダイヤル
ロックが付き、くの字タイプ
の背パイプでも使用可能

MB01201R
00468-000046

サイズ:最大全高51
全幅41~58
ヘッド枕部分:
高13×幅26cm

220

テクノスジャパン 家族コール 3

利用者の徘徊を家族に知らせる製品です。

使用する家族が使いやすい3つのポイント



センサー

徘徊を知らせます。
選べる3種類！



約100m(見通し)

送信器

電源を入れて引っ
かけておだけ！



受信器

大きな音量で徘徊を
すぐに知らせます！

設定・運用方法を
動画でご紹介



Aタイプ 床に足を着くと知らせます

家族コール 3A・メロディチャイム

抗菌 防臭



床センサー-K



コンソール



メロディチャイム



特長

折り畳みができて収納かんたん！
生活防水(濡拭可能)

サイズ

床センサー-K:100×50×0.3cm
コンソール:10×6.2×2.5cm

型式:HK-3A
TAIS:00318-000146

798

Bタイプ ベッドから起き上がると知らせます

家族コール 3B・メロディチャイム

抗菌 防臭



ベッドセンサー-K



コンソール



メロディチャイム



特長

薄くて背中に敷いても違和感がない！
寝返り誤報なし！

サイズ

ベッドセンサー-K:80×25×0.6cm
コンソール:10×6.2×2.5cm

型式:HK-3B
TAIS:00318-000147

790

Cタイプ 検出範囲に入ると知らせます

家族コール 3C・メロディチャイム **NEW**



超長波・赤外線センサー-K



メロディチャイム



コンソール



メロディチャイム

特長

対象者の状態に合わせて
設置場所が自在に変えられます！

サイズ

超長波・赤外線センサー-K:
11×7×3.5cm

型式:HK-3C
TAIS:00318-000148

768

スロープの長さの選定の目安


※車椅子の種類や介助する方の体力等により適応範囲は変化します。下の表は目安としてお使い下さい。

使用状況 (段差の高さ)	自力走行 5° 	非力な介助者 8° 	一般の介助者 12° 	最大適応段差 15° 
スロープ長	介助者なしで使用	高齢者の方が介助	健康者の方が介助	通常に使用できる限界
70cm	6cm	9cm	12cm	17cm
1.2m	10cm	15cm	21cm	30cm
1.4m	12cm	18cm	24cm	35cm
1.65m	15cm	20cm	29cm	41cm
1.85m	16cm	23cm	32cm	47cm
2.0m	18cm	25cm	35cm	50cm
2.5m	22cm	31cm	44cm	63cm
3.0m	26cm	37cm	55cm	75cm

Pacific Supply

パシフィックサプライ株式会社

テレスコピックスロープ1843(2500)/1844(3000)



サイズ(長さ)	重量	品番	TAISコード
142.7~250cm	1本8.6kg	1843(2500)	01087-000043
167.7~300cm	1本10.1kg	1844(3000)	01087-000044

最大荷重 200kg

スライド防止用ロック
持ち運び時のスライドを防止します

(250cm)

690

(300cm)

740

EAST

EAST I. CO. LTD.
株式会社イーストアイ

ポータブルスロープ エッジ付

最大荷重 180kg



サイズ(長さ×幅)	重量	品番	TAISコード
25×69.5cm	1.5kg	PEK025	00465-000091
40×69.5cm	2.6kg	PEK040	00465-000092
60×69.5cm	3.9kg	PEK060	00465-000093
90×69.5cm	5.9kg	PEK090	00465-000094

(25cm)

210

(40cm)

230

(60cm)

270

(90cm)

300



ケアメディックス株式会社

ケアスロープ®



特徴

介助者に安心な視認性のあるスロープ。
利用者に扱いやすい2つ折りで、設置
ライン表示により簡単に設置。

サイズ(長さ×幅)	重量	品番	TAISコード
100×70cm	5.0kg	CS-100	00093-000016
120×70cm	6.0kg	CS-120	00093-000017
150×70cm	8.0kg	CS-150	00093-000018
175×70cm	9.0kg	CS-175	00093-000019
200×70cm	10.0kg	CS-200	00093-000020
240×70cm	12.0kg	CS-240C	00093-000021
285×70cm	15.0kg	CS-285C	00093-000038

最大荷重 300kg

(100cm)

510

(120cm)

620

(150cm)

650

(175cm)

700

(200cm)

780

(240cm)

930

(285cm)

1140

molten
From the Inside Out
株式会社モルテン

インタースロープ
(76cm幅)

NEW



サイズ(高さ×奥行)	重量	品番	TAISコード
1.0×3cm	0.10kg	MSRP1076	00054-000173
1.5×5cm	0.25kg	MSRP1576	00054-000174
2.0×7cm	0.39kg	MSRP2076	00054-000175
2.5×9cm	0.56kg	MSRP2576	00054-000176
3.0×11cm	0.75kg	MSRP3076	00054-000177
3.5×13cm	1.0kg	MSRP3576	00054-000178
4.0×15cm	1.1kg	MSRP4076	00054-000179
4.5×17cm	2.1kg	MSRP4576	00054-000180
5.0×19cm	2.9kg	MSRP5076	00054-000181
5.5×21cm	2.6kg	MSRP5576	00054-000182
6.0×23cm	3.7kg	MSRP6076	00054-000183

(1.0cm)

64



敷居の段差



玄関先の段差

特徴

小さな段差による歩行時のつまずきの防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ。すれにくい特殊なエラストマー素材により、置くだけで屋内から屋外まで、安全に使えます。

(1.5cm)

66

(2.0cm)

66

(2.5cm)

68

(3.0cm)

66

(3.5cm)

70

(4.0cm)

72

(4.5cm)

74

(5.0cm)

84

(5.5cm)

100

(6.0cm)

112

Tacaof シトレア

株式会社幸和製作所

約7.9kg



単位cm

品番 (TAISコード)

WAW23
(00030-000226)

コンパクト設計
屋内外でも使いやすい
高さ調節ネジ抜け防止
折りたたみ可能
高さ3.2cmピッチ10ポジション
アームレスト高さ77~105cm
最大使用者体重75kg

420

Tacaof シトレアR NEW

株式会社幸和製作所

約8.8kg



単位cm

品番 (TAISコード)

WAW25
(00030-000231)

抑速ブレーキ内蔵後輪「バルル」
屋内外でも使いやすい
高さ調節ネジ抜け防止
折りたたみ可能
高さ3.2cmピッチ10ポジション
アームレスト高さ77~105cm
最大使用者体重75kg

540

Tacaof シトレアワイド NEW

株式会社幸和製作所

約8.8kg



単位cm

品番 (TAISコード)

WAW27
(00030-000236)

ワイド設計
高さ調節ネジ抜け防止
ティッピング機能
折りたたみ可能
高さ3.2cmピッチ10ポジション
アームレスト高さ77~105cm
最大使用者体重100kg

450

Tacaof シトレアワイドR NEW

株式会社幸和製作所

約9.8kg



単位cm

品番 (TAISコード)

WAW28
(00030-000237)

抑速ブレーキ内蔵後輪「バルル」
ワイド設計
高さ調節ネジ抜け防止
ティッピング機能
折りたたみ可能
高さ3.2cmピッチ10ポジション
アームレスト高さ77~105cm
最大使用者体重100kg

560

Tacaof ミシエル

株式会社幸和製作所

約5.6kg



単位cm

品番 (TAISコード)

WAW22
(00030-000194)

コンパクト設計
杖のワンタッチ着脱
高さ調節ネジ抜け防止
折りたたみ可能
高さ3.6cmピッチ6ポジション
最大使用者体重80kg

360

GENTIL MARRONE ミケーレ

株式会社幸和製作所

約5.9kg



単位cm

品番 (TAISコード)

WAG01
(00030-000175)

コンパクトで軽量
泥抜け&ティッピング
紳士向けデザイン
折りたたみ簡単/杖立て付
高さ3.2cmピッチ6ポジション
最大使用者体重80kg

340

330, 3037, タイプ

Tacaof テイコブリトル ワゴン

株式会社幸和製作所

約7.0kg



品番 (TAISコード)

WAW07
(00030-000171)

コンパクト設計
カゴのせ機能
折りたたみ可能/杖立て付
ボタン式駐車ストッパー
ワンタッチ高さ調節
高さ3cmピッチで9ポジション
最大使用者体重75kg

360

330, 3037, タイプ

Tacaof テイコブリトル ワゴンミニ

株式会社幸和製作所

約4.9kg



品番 (TAISコード)

WAW21
(00030-000190)

コンパクト設計
フタ付き/カゴのせ機能
折りたたみ可能
フレームボックス
ワンタッチ高さ調節
高さ3cmピッチで9ポジション
最大使用者体重75kg

360

330, 3037, タイプ

Tacaof テイコブリトル ホーム

株式会社幸和製作所

約5.5kg(トレイ除く)



品番 (TAISコード)

WAW05
(00030-000166)

幅がスリムの47cm
小回りが利きやすい
滑りにくい後輪タイヤ
トレイ付き/折りたたみ可能
ボタン式駐車ストッパー
ワンタッチ高さ調節
屋内専用
高さ3cmピッチで10ポジション
最大使用者体重75kg

370

330, 3037, タイプ

Tacaof テイコブリトルホームF

株式会社幸和製作所

約7.8kg



品番 (TAISコード)

WAW18
(00030-000187)

切り替え簡単な2wayハンドル
本体幅はコンパクト
滑りにくい後輪タイヤ
便利なトレイ付き
折りたたみ可能
屋内専用
高さ3cmピッチ10ポジション
車体サイズ:高さ84~111cm
最大使用者体重75kg

450

330, 3037, タイプ

Tacaof テイコブリトル

株式会社幸和製作所

約5.0kg



HS05
00030-000099

折りたたみ可能
杖立て付
ボタン式駐車ストッパー
ワンタッチ高さ調節
高さ3cmピッチ7ポジション
最大使用者体重75kg

320

330, 3037, タイプ

Tacaof テイコブリトル スリム

株式会社幸和製作所

約4.5kg



WAW04
00030-000163

幅がスリムの47cm
折りたたみ可能
ボタン式駐車ストッパー
ワンタッチ高さ調節
高さ3cmピッチ10ポジション
最大使用者体重75kg

330

330, 3037, タイプ

Tacaof テイコブリトル ハイII

株式会社幸和製作所

約5.3kg



WAW15
00030-000173

大容量のバッグ
ボタン式駐車ストッパー
折りたたみ可能
杖立て付
高さ3cmピッチ7ポジション
最大使用者体重75kg

320



ロボットアシスト ウォーカー RT.2



品番 (TAISコード)
RT2-01RD (RED)
(01560-000003)

電動アシストで安全に歩きやすく
坂道でも安心・快適
折りたたみ可
6段階高さ調節
充電時間:3時間
連続動作時間:4時間
(※上り/下りの標準歩行パターンで多歩行時)

● レッド

780



レッツゴーミニ



品番 (TAISコード)
117504
(00110-000106)

コンパクトな室内専用歩行車
バスケット・トレイ付(ブラック)
ハンドル部分は柔らかく
握りやすいスポンジタイプ
安全性を重視したSGマーク付き商品
折りたたみ可/4段階高さ調節

● ウォールナット

320



ハッピーII トール



品番 (TAISコード)
117070
(00110-000127)

信頼性が高いハッピーII NBに
ハンドル高さを5cmプラス
握りやすいグリップ形状
耐久性のあるブレーキユニット
安全性を重視したSGマーク付き商品
バスケット/座面クッション
折りたたみ可/7段階高さ調節

● ダークグレー・メタリック

350



ハッピーミニ トール



品番 (TAISコード)
117071
(00110-000128)

コンパクトなハッピーミニに
ハンドル高さを5cmプラス
握りやすいグリップ形状
耐久性のあるブレーキユニット
安全性を重視したSGマーク付き商品
バスケット/座面クッション
折りたたみ可/7段階高さ調節

● ダークグレー・メタリック

340



ハッピーII NB 抑速ブレーキ



品番 (TAISコード)
117007
(00110-000119)

後輪に急加速時のみ
減速する機能を搭載
握りやすいグリップ形状
耐久性のあるブレーキユニット
安全性を重視したSGマーク付き商品
バスケット/座面クッション
折りたたみ可/5段階高さ調節

● ブルー・メタリック

440



ハッピーミニ 抑速ブレーキ



品番 (TAISコード)
117079
(00110-000129)

後輪に急加速時のみ
減速する機能を搭載
握りやすいグリップ形状
耐久性のあるブレーキユニット
安全性を重視したSGマーク付き商品
バスケット/座面クッション
折りたたみ可/5段階高さ調節

● パープル・メタリック

430

SHIMA シンフォニーバスケット

SHIMA PRODUCT
株式会社島製作所



TAISコード
00576-000046

フタ・カゴ受け付き
両輪ブレーキ/2WAYブレーキ
3WAYキャスター/折りたたみ可能
高さ3cmピッチ5段階調節
車体サイズ:高さ約81~92.5cm

■ ブラック
クラシックガーデンNB

330

SHIMA シンフォニーSP

SHIMA PRODUCT
株式会社島製作所



TAISコード
00576-000014

杖立て付
折りたたみ可能
高さ3cmピッチで4段階調節

■ Bチェックブルー

310

SHIMA シンフォニーSPスリム

SHIMA PRODUCT
株式会社島製作所



TAISコード
00576-000039

手元2WAYブレーキシステム
3WAYキャスター付
杖立て付/折りたたみ可能
高さ3cmピッチで4段階調節

■ 花柄紺

300

SHIMA シンフォニーラクーン

SHIMA PRODUCT
株式会社島製作所



TAISコード
00576-000040

便利なBOXタイプ
(バッグ耐荷重10kg)
3WAYキャスター付
折りたたみ可能
高さ3cmピッチ4段階調節

■ 花柄ドットエンジ

330

SHIMA シンフォニーAR

SHIMA PRODUCT
株式会社島製作所



TAISコード
00576-000038

肘置き付き/折りたたみ可能
手元2WAYブレーキシステム
3WAYキャスター付
高さ3cmピッチ4段階調節

■ ピンクブロック

320

SHIMA シンフォニーEVO

SHIMA PRODUCT
株式会社島製作所



TAISコード
00576-000036

手元2WAYブレーキシステム
3WAYキャスター付
高さ93cmのハイタイプ
折りたたみ可能/杖立て付
高さ3cmピッチ5段階調節

■ Bベージュ

320

安寿 トライリンク

アロン化成株式会社

約7.1kg



単位cm

品番 (TAISコード)

532-320
(00221-000467)

最大使用者体重150kg対応で
大柄な人にも使える安心設計
折りたたみ可能
高さ2.5cmピッチ5段階調整

320

非課税

安寿 イコットエア

アロン化成株式会社

icottoair

約3.9kg



単位cm

品番 (TAISコード)

532-330
(00221-000552)

歩行車で最軽量クラス3.9kg
楽らくグリップで簡単に持ち上げ
動かす・止める・折りたたむが
手で操作できます。
座面に座って休憩できます。
片手でセットできる杖ホルダー
足元が見えるメッシュタイプ
高さ2.5cmピッチ6段階調整

380

安寿 リトルターン ハイタイプ ロータイプ

アロン化成株式会社

6.5kg
6.4kg

(赤字はロータイプ)



高さ2.4cmピッチ6段階調整 (ハイタイプ)
高さ2.5cmピッチ4段階調整 (ロータイプ)

品番 (TAISコード)

ハイタイプ 532-315
(00221-000456)
ロータイプ 532-316
(00221-000457)

ハイタイプ・ロータイプ

320・330

安寿 ショッピングターン

アロン化成株式会社

約6.1kg



単位cm

品番 (TAISコード)

532-325
(00221-000507)

高さ2.5cmピッチ8段階調整
歩行車のまま買い物可能



ベージュ

320

非課税

withone ヘルシーワンW プリマドンナ

withone株式会社



4.6kg
93.5
90.5
88
85
82.5
59
59
単位cm

00063-000040

340

withone ヘルシーワンライト

withone株式会社



3.55kg
88
79
48
52
単位cm

00063-000031

320

withone ヘルシーワン レジェール

withone株式会社



3.95kg
84.5
75.5
53
52
単位cm

00063-000039

340



アイルウォークα

株式会社アイルリンク

約6.4kg



単位cm

TAISコード

01446-000001

座面を下ろすと自動で
ブレーキがかかる安心設計
前輪のスタビライザーにより
直進時に安定性を発揮します
高さ3cmピッチ4段階調節

330



アルコー アルコーウィット NEW

株式会社星光医療器製作所

品番 (TAISコード)

100646
(00125-000098)

マット部 抗菌仕様
折りたたみ可能
高さ6段階構造

12.4kg



単位cm

440

非課税



アルコー アルコーSK型ミニ

株式会社星光医療器製作所

11.8kg



単位cm

品番 (TAISコード)

100628
(00125-000087)

狭い住環境での取り回しが
さらにラクになりました
高さ無段階調節 (ガススプリング式)
コンパクト

440

非課税



アルコー アルコー1G-T型

株式会社星光医療器製作所

13.6kg



単位cm

品番 (TAISコード)

100491
(00125-000021)

ガード付
折りたたみ可能
高さ4cmピッチ6段階調節

420

非課税



アルコー アルコー1型

株式会社星光医療器製作所

13.0kg



単位cm



アルコー アルコー10型

株式会社星光医療器製作所

2.3kg



単位cm

品番 (TAISコード)

100517
(00125-000027)

小柄な方におすすめ
折りたたみ可能
高さ2.5cmピッチ
6段階調節

270

非課税



トレウォークスリム

日通医療器株式会社

12.1kg



単位cm

TAISコード

00175-000283

全幅55cmの在宅向け設計
ストッパー付
高さ調節が無段階でワンタッチ
車いす用6インチキャスト採用

410

非課税

Uber スライドフィットEX H-0288 **NEW**



品番 (TAISコード)
H-0288
(01096-000074)
バランス調整(0°~15°フリー)
幅4段階調節(38~46cm)
高さ8段階構造

240

Uber スライドフィットEX H-0294WT **NEW**



品番 (TAISコード)
H-0294WT
(01096-000077)
前輪簡単切り換え
(固定・360°回転)
後輪簡単切り換え
(プッシュダウン・
ノンプッシュダウン)
折りたたみ可能
高さ5段階構造

280

EAST セーフティーアーム ウォーカー Vタイプ



品番 (TAISコード)
SAV
(00465-000055)
夜間に変心な6ヶ所の反射板
大型でワイドな前後輪タイヤ
高さ2.5cmピッチ5段階調節

260

ミニフレームウォーカー キャスターモデルLL



品番 (TAISコード)
WFM-4262SW5GW3
(00855-000008)
超コンパクトサイズ
高さ2.5cmピッチ6段階調節
前輪5インチキャスター
折りたたみ可能

250

ミニフレームウォーカー キャスターモデルML



品番 (TAISコード)
WFM-4262SW3GW
(00855-000010)
超コンパクトサイズ
高さ2.5cmピッチ6段階調節
前輪3インチキャスター
折りたたみ可能

250

ACTION 折りたたみ式 立ち上がり歩行器



品番 (TAISコード)
C2021W
(00428-000021)
上・下2段階グリップ
折りたたみ可能
高さ2.5cmピッチ
6段階調節

280

ACTION 折りたたみ 固定・交互 歩行器



品番 (TAISコード)
C2021 (固定)
(00428-000014)
C2023 (交互)
(00428-000015)
折りたたみ可能
高さ2.5cmピッチ
6段階調節

250

田辺プレス Mgウォーカー Ⅲ型 M



品番 (TAISコード)
01105-000015
超軽量マグネシウム製
高さ1cmピッチ12段階調節
折りたたみ可能
進化した軽さ

260



四点可動式 オン・オフさん



オールカーボン クオッドケイン四点式



カーボン四点式 フラットグリップ



カーボン 四点可動式杖 スモールタイプ



田辺プレス 超軽量マグネシウム合金製4点杖 テトラ・ケインα



アルミ製四点杖 (スモールベース)



コンパクトサイドケイン



ロフトランドクラッチ




アルミ製松葉杖 合わせてバッチン(大・中・小)



TOTO バスリフト



バスリフトの設置可能な範囲を示す図



サイズ

幅64.5×76×奥57.5×
高15cm

ご使用体重:35~100kg
※浴槽に段差のある場合は、
「乗り越えキット」をご用意して
おります。

EWB101RR
00187-000111

1590

アルコー

株式会社星光医療器製作所



アルコー6000型

サイズ

幅56×奥69.8×高80cm
座面高44~86cm 座幅42cm

挟み込み等を防ぐ安心設計 33kg
座面昇降 左右360度回転
肘掛け跳ね上げ 耐荷重100kg

100574
00125-000056

1410

KOMURA 独立宣言 ローザ ワイドシート

株式会社コムラ製作所



サイズ

幅69×奥81×高97.5cm
座面高1.5~61cm 座幅55cm

最高位置設定 44kg
肘掛け跳ね上げ
耐荷重80kg

DSRS-W
00088-000023



1710

KOMURA 独立宣言 スマート

株式会社コムラ製作所



サイズ

幅51×奥76×高65.5cm
座面高9~58cm

移動に便利な軽量タイプ 29kg
工具なしの簡単分割 肘掛け跳ね上げ
耐荷重80kg

DSSM
00088-000024



1280

molten リーチ<電動式>

From the Inside Out
株式会社モルテン



サイズ

全長108×全幅90cm
重量52kg

耐荷重:150kg
昇降範囲:4~40cm
(テーブルの高さ)

MREAD
00054-000277

1360

狭いスペースにも設置できる据え置き型コンパクトリフト
高さ40cmまでのあがりかまきに対応可能
リモコン操作で「らくらく」設置解除

株式会社 モリトー

つるべBセット



現地調査が必要な為、
納期に時間がかかる場合がございます。

サイズ・耐荷重

アーム最上端高さ 205cm
支柱高 155cm
吊り上げ質量 100kg

つるべBセット
00229-000005

1940

IKUNI life @ auto

株式会社 ミクニライフ&オート



マイティエースII ベッドセット

現地調査が必要な為、
納期に時間がかかる場合がございます。

動力: AC100V
吊り上げストローク 160cm
吊り上げ質量 90kg

00139-000002

2020

IKUNI life @ auto

株式会社 ミクニライフ&オート



マイティエースII 浴室セット

現地調査が必要な為、
納期に時間がかかる場合がございます。

動力: AC100V
全高250cm以内で任意
吊り上げストローク 160cm
吊り上げ質量 90kg

00139-000014

2860

JCLS
Endless with Future

日本ケアリフトサービス株式会社

ライズアトラスM

現地調査が必要な為、
納期に時間がかかる場合がございます。

アトラスライン



走行方式・手動走行

サイズ

全高231.5×全幅200~400×
奥100cm
重量 38kg~48kg

01540-000001

非課税

2700

アトラスクロス



走行方式・手動走行

サイズ

全高227.5×全幅200~400×
奥200~400cm
重量 74kg~115kg

01540-000002

非課税

3680



株式会社 いわつ IL-200

現地調査が必要な為、納期に時間がかかる場合がございます。



サイズ

全高155.5~220.5cm×
全長194.5×全幅186cm
吊り上げ質量120kg
重量 75kg

00084-000118

非課税

1930

吊り上げ高さ:62~170.5cm



株式会社 いわつ UD-1500



耐荷重:200kg
昇降範囲:6.5~150cm
(テーブルの高さ)
テーブル内寸:74.5×130cm
設置最小寸法:
全長175.5×全幅112.5cm※1

00084-000116

3550

現地調査が必要な為、
納期に時間がかかる場合がございます。



株式会社 いわつ UD-650

現地調査が必要な為、納期に時間がかかる場合がございます。



直進仕様 ※移動方向

耐荷重:180kg
昇降範囲:6.0~82cm
(テーブルの高さ)
(直進)設置最小寸法:
全長164×全幅143cm※1
(L字)設置最小寸法:
全長158×全幅144cm※1

00084-000082

3190



L字仕様 ※移動方向



テクノリフター 100SS/065SS/045SS

新元産業株式会社



TDK100SS
耐荷重:180kg
昇降範囲:6.5~106.5cm
(テーブルの高さ)
(直進)設置最小寸法:
全長166.5×全幅126.5cm※1
(L字)設置最小寸法:
全長155×全幅133cm※1

00447-000014

4760

現地調査が必要な為、
納期に時間がかかる場合がございます。



株式会社 いわつ UD-320C・L NEW

現地調査が必要な為、
納期に時間がかかる場合がございます。



耐荷重:150kg
昇降範囲:5.5~65cm
(テーブルの高さ)
テーブル内寸:73.5×114cm
設置最小寸法:
全長132×全幅130.5cm※1

00084-000094

2510

TDK065SS

耐荷重:180kg
昇降範囲:5.5~67cm
(テーブルの高さ)
(直進)設置最小寸法:
全長163×全幅120.5cm※1
(L字)設置最小寸法:
全長155×全幅128.5cm※1

00447-000013

2850

TDK045SS

耐荷重:180kg
昇降範囲:5.5~47cm
(テーブルの高さ)
(直進)設置最小寸法:
全長140×全幅103.5cm※1

00447-000012

2530

※1 設置最小寸法はあくまでも目安です。
環境により異なる場合があります。

在庫のみ対応レンタル品リスト

商品	品番	サイズ(cm)	重量(kg)	TAIS	単位数
レント2モーター	KQ-68233	幅99.7×長203× 高62.9~102.9 (ボトム高さ22~62)	約79.5kg	00170-001023	760
レント3モーター	KQ-68333	幅99.7×長203× 高62.9~102.9 (ボトム高さ22~62)	約80.5kg	00170-001020	940
ラフィオ2モーター 樹脂ボード	P110-21AOR P110-21ACS	幅100×長211(S201)× 高60~102 (ボトム高さ15~57)	R 94.9kg S 94.4kg	00631-000331	890
ラフィオ3モーター 樹脂ボード	P110-71AOR P110-71ACS	幅100×長211(S201)× 高60~102 (ボトム高さ15~57)	R 96.9kg S 96.4kg	00631-000341	1080
ラフィオ2モーター 木製フラットボード	P110-21BAR P110-21BAS	幅100×長207(S197)× 高58.5~100.5 (ボトム高さ15~57)	R 99.9kg S 99.4kg	00631-000332	830
ラフィオ3モーター 木製フラットボード	P110-71BAR P110-71BAS	幅100×長207(S197)× 高58.5~100.5 (ボトム高さ15~57)	R 101.9kg S 101.4kg	00631-000342	980
KS-098A スイングアーム介助バー	KS-098A	全長112.1×全高52.6	7.9kg	00170-000898	210
KS-126M ベッドサイドレール	KS-126M	全長96.4×全高50.5 ボトム面からの高さ37.5			
KS-146M ベッドサイドレール	KS-146M	全長96.4×全高56.5 ボトム面からの高さ43.5			
KF-1960 ベッドサイドテーブル	KF-1960	幅90.7×高64.5×奥行92.5 天板サイズ: 幅90×奥行40 天板からの高さ4.5 天板の耐荷重: 30kg	14.0kg	00170-000718	270
KQ-P68C レント用キャスター	KQ-P68C	ベッドの高さが5cm 低くなります。 ※キャスターを型付けした場合、 ベッド本体も損傷になります。		00170-001031	100
KQ-P68A レント用脚座セット	KQ-P68A	ベッドの高さが7cm 低くなります。		00170-001030	74
クレードリー マットレス	YCM3171-B	長191×幅91×厚10		01819-000004	210
アマダ	MAMA91 MAMA91S	R 長193×幅91×厚14 S 長182×幅91×厚14		R 00054-000436 S 00054-000438	990 970
快圧ナースングプロ 各サイズ	3028-00016 3028-11120 3028-00024	R 長191×幅91×厚8.5 S 長180×幅91×厚8.5 100% 長191×幅100×厚8.5		00109-000087	470
ナースングラッグ 各種	二式型 NR-2P ベッドシート NR-06	NR-2P 約65×約180 NR-06 約90×約190		NR-2P 00076-000003 NR-06 00076-000005	
バナナフィット	S KE-P113T M KE-P112T L KE-P111T	S: 46×21 M: 109×31 L: 140×42		S: 00170-001180 M: 00170-001181 L: 00170-001182	150 200 210
ツインディ (室内用)	PN-L80101	幅63×奥行78(ベース) 手すり高さ: 70~85cm (3cmピッチ6段階調整)	21.5kg	00980-000203	300
ツインディ (氷廻り用)	PN-L80701	幅58×奥行58×手すり高さ 70~80cm(5段階調整) 手すり幅56×手すり径3.4	17kg	00980-000364	640
つながるくん CKA-E60	CKA-E60	幅19×長73 手すり太さφ32	2.7kg	00055-000099	150
つながるくん CKA-E90	CKA-E90	幅19×長103 手すり太さφ32	3.3kg	00055-000100	170
つながるくん CKA-E120	CKA-E120	幅19×長133 手すり太さφ32	3.8kg	00055-000101	170
ベッドでとまるくん CKA-CA	CKA-CA	5.5~25cmのすき間が あれば、取付可能。		00055-000210	60
レール手すり	BPE-300-80			00254-000342	240
NEO-1 延長ブレーキレバー付	NEO-1	幅63×長100×高90 前後高: 43 シート幅: 40	12.7kg	00175-000322	330
NEO-2 延長ブレーキレバー付	NEO-2	幅60×長97×高90 前後高: 43 シート幅: 40	11.9kg	00175-000323	300

商品	品番	サイズ(cm)	重量(kg)	TAIS	単位数
NA-U1 エアリー仕様	NA-U1	幅56×奥行97×高さ90 前座高:42 シート幅:40	12.4kg	00175-000356	508
NAH-U1 エアリー仕様	NAH-U1	幅54×奥行97×高さ89 前座高:42 シート幅:40	11.0kg	00175-000357	500
ネクストコアブチ 自走	NEXT-100 HB	幅55×奥行92.5×高さ86 前座高:39 シート幅:40	12.4kg	00066-000373	480
ネクストコアブチ 介助	NEXT-200 HB	幅54×奥行92.5×高さ86 前座高:39 シート幅:40	11.7kg	00066-000374	480
ネクストコアマルチ 自走 HB	NEXT-310 HB	幅56×奥行95×高さ88 前座高:43 シート幅:40	13.0kg	00066-000360	540
ネクストコアマルチ 介助 HB	NEXT-410 HB	幅55×奥行94.5×高さ88 前座高:43 シート幅:40	12.8kg	00066-000361	540
JTN-3	JTN-3	幅59.5×奥行97.5×高さ86.5 前座高:43.5 シート幅:40	14.2kg	00122-000633	470
JTN-4	JTN-4	幅54.5×奥行94.5×高さ86.5 前座高:46 シート幅:40	12.7kg	00122-000634	450
くるーん	KPFK-12	幅56.5×奥行98×高さ120 (持ち手までの高さ93.5) 前座高:40 シート幅:42	21.5kg	00160-000250	930
マイチルト コンパクト3D	MH-CR3D SE	幅53×奥行99.5×高さ108.5 前座高:43・45 シート幅:40	26.5kg	00066-Z00072	1040
ネクストコアくるり 中床・自走 HB	NEXT-710 HB	幅58×奥行96×高さ95.5・97.5 前座高:41・43 シート幅:40	19.5kg	00066-000378	750
ネクストコアくるり 中床・介助 HB	NEXT-810 HB	幅58×奥行96×高さ97.5 前座高:43 シート幅:40	18.6kg	00066-000380	780
FOLIO	OK-405	幅40×厚6×高さ40		00206-000132	180
ひじかけ Aタイプ	A-03 (形状) FCC1ML A03-IN	幅36×厚17.5×厚9		01791-000009	
モニートREHA	MORO1-BK1	幅40×高さ42×高さ21 (座面:幅40×厚3 →5.5×高さ40)		00540-000056	320
エクスジェルバック クッションハイタイプ	BACC2-BK	幅40×高さ38×高さ17		00540-000035	190
モールドシート	PAS- MSW-002	幅40×高さ40×高さ40		01250-000002	230
家族コール 3A・スマート	HKSM-3A	床センサーK:100×50×0.3 コンソール:10×6.2×2.5 スマートK:5.3×8.6×1.4		00318-000150	740
家族コール 3B・スマート	HKSM-3B	床センサーK:80×25×0.63 コンソール:10×6.2×2.5 スマートK:5.3×8.6×1.4		00318-000151	750
ハッピーミニ	117003	幅50×奥行57.5 ×高さ70~79(5段階)	6.5kg	00110-000103	320
ピクプレスト マム		幅50×奥行62 ×高さ81.5~89(4段階)	5.2kg	00063-000037	350
アルコー I S型	100415	幅51.5×奥行57×高さ87.5 ~107.5(6段階)	12.4kg	00125-000011	390
アルコー I G-C	100565	幅 前51.5/後54 ×奥行62×高さ87.5 ~103.5(5段階)	16kg	00125-000052	460
Mgウォーカー II 型M		幅57.5×奥行47 ×高さ70~85(16段階)	1.9kg	01105-000030	280
スライドフィット H-0188	H-0188	幅51~61× 奥行48~51× 高さ65~83(8段階)	2.4kg	01096-000005	244
スライドフィット H-0194W	H-0194W	幅58~62× 奥行58.5~61× 高さ76.5~86.5(5段階)	3.8kg	01096-000024	280
可動式4点杖 ストレートタイプ	S: CX-07003 L: CX-07002	S: 幅57.5~90×高さ85×高さ85 L: 幅88.5~92×高さ151×高さ151 (高さ2.5mビルトイン10段階)	S: 0.43kg L: 0.49kg	S: 01072-000024 L: 01072-000023	120 150